




# NÁSTROJE PRO LAPAROSKOPII

ZÁKLADNÍ  
SORTIMENT



## Trokary

### Trokar s kohoutem a klapkou komplet – včetně tubusu



### Kovové tubusy komplet – včetně tubusu




průměr	pracovní délka	Kovový tubus se šroubovicí	Kovový tubus hladký
Ø 3,5 mm	70 mm	–	92-060-003
Ø 5,5 mm	103 mm	ATS100-055-020	ATS100-055-010
Ø 5,5 mm	150 mm	–	ATS100-055-110
Ø 11 mm	105 mm	ATS100-110-020	ATS100-110-010
Ø 11 mm	150 mm	–	ATS100-110-110
Ø 13 mm	102 mm	ATS100-130-020	ATS100-130-010
Ø 13 mm	150 mm	–	ATS100-130-110

### Plastové tubusy komplet – včetně tubusu



průměr	pracovní délka	Plastový tubus se šroubovicí	Plastový tubus hladký
Ø 5,5 mm	95 mm	ATS100-055-040	ATS100-055-030
Ø 11 mm	97 mm	ATS100-110-040	ATS100-110-030
Ø 13 mm	94 mm	ATS100-130-040	ATS100-130-030

### Tubusy kovové / plastové samostatně



pracovní délka 103 mm	průměr 3,5 mm	průměr 5,5 mm	průměr 11 mm	průměr 13 mm
kovový hladký	92-091-003	ATS110-055-010	ATS110-110-010	ATS110-130-010
kovový se šroubovicí	–	ATS110-055-020	ATS110-110-020	ATS110-130-020
plastový hladký	–	ATS110-055-030	ATS110-110-030	ATS110-130-030
plastový se šroubovicí	–	ATS110-055-040	ATS110-110-040	ATS110-130-040



pracovní délka 150 mm	průměr 3,5 mm	průměr 5,5 mm	průměr 11 mm	průměr 13 mm
kovový hladký	–	ATS110-055-010	ATS110-110-010	ATS110-130-010

**Trokar s kuželovitou koncovkou**  
kónický hrot



obj. číslo	průměr
<b>92-053-006</b>	Ø 5,5 mm
<b>92-053-010</b>	Ø 10 mm

K dispozici i v průměrech 3,5 mm až 20 mm.

**Trokar s trojhrannou koncovkou**  
trojhran



obj. číslo	průměr
<b>92-051-006</b>	Ø 5,5 mm
<b>92-051-010</b>	Ø 10 mm

K dispozici i v průměrech 3,5 mm až 20 mm.

**Trokar s pyramidovou koncovkou**  
pyramidový hrot, dutý, tvrzená špička



obj. číslo	průměr
<b>92-055-006</b>	Ø 5 mm
<b>92-055-010</b>	Ø 10 mm
<b>92-055-011</b>	Ø 11 mm

K dispozici i v průměrech 5,0 mm až 12,5 mm.

### Bezpečnostní trokar s automatickým blokováním hrotu



obj. číslo	průměr	délka
<b>92-054-006</b>	Ø 5,5 mm	160 mm
<b>92-054-010</b>	Ø 10 mm	167 mm
<b>92-054-011</b>	Ø 11 mm	171 mm

K dispozici i v průměrech 5,0 mm až 12,5 mm.

### Redukce k trokarům a extraktory apendixu


#### Přechodka



obj. číslo	průměr			délka
<b>92-804-000</b>	Ø 10	>	5,5 mm	190 mm
<b>92-804-001</b>	Ø 11	>	5,5 mm	190 mm
<b>92-804-002</b>	Ø 12,5	>	10 mm	190 mm
<b>92-804-003</b>	Ø 12,5	>	5,5 mm	190 mm

K dispozici redukce od 20 mm do 4 mm.

### Odklápěcí redukce k trokarům



obj. číslo	průměr		
<b>92-084-012</b>	Ø 12,5 mm	>	10 mm
<b>92-084-212</b>	Ø 12,5/11/10 mm	>	5,5 mm

K dispozici i v průměrech 5 mm až 12,5 mm.

### Veressova insuflační jehla, Ø 2 mm



obj. číslo	průměr	délka
<b>92-010-150</b>	Ø 2 mm	150 mm

K dispozici i v délkách 55 mm až 230 mm.

### Veressova jehla high flow, Ø 2,7 mm




obj. číslo	průměr	délka
<b>92-009-170</b>	Ø 2,7 mm	170 mm

K dispozici i v délkách 100 mm až 170 mm.

## Modulární systém Allgaier Instrumente

- tři části (držadlo, tubus, pracovní branže)
- pevné uzamčení pracovní branže



### Držadla bez západky



obj. číslo	název
<b>AMF300-100-084</b>	Ergonomické držadlo, bez západky, HF připojení

K dispozici i v kovovém provedení.

### se západkou



obj. číslo	název
<b>AMF300-100-085</b>	Ergonomické držadlo, se západkou, HF připojení

K dispozici i v kovovém provedení.

### kombinované s přepínáním mechanismu západky



obj. číslo	název
<b>AMF300-100-082</b>	Ergonomické držadlo kombinované, se západkou / bez západky, HF připojení

K dispozici i v kovovém provedení.

## Tubusy



obj. číslo	název	průměr	pracovní délka
<b>AMF305-100-330</b>	Tubus izolovaný, bez LUER-lock	Ø 5 mm	330 mm



obj. číslo	název	průměr	pracovní délka
<b>AMF305-100-330L</b>	Tubus izolovaný, s LUER-lock	Ø 5 mm	330 mm



obj. číslo	název	průměr	pracovní délka
<b>AMF310-100-330</b>	Tubus izolovaný	Ø 10 mm	330 mm

## Branže, Ø 5 mm

### Nůžky Metzenbaum „Wondercut“




obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF305-113-330</b>	Nůžky Metzenbaum „Wondercut“, zahnuté, double action	Ø 5 mm	330 mm

### Disektor „Maryland“



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF305-212-330</b>	Disektor „Maryland“, zahnuté, double action	Ø 5 mm	330 mm

### Grasper „Dorsey“



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF305-248-330</b>	Grasper okénkový „Dorsey“, zahnutý, double action	Ø 5 mm	330 mm

K dispozici i průměry 3 mm, 5 mm, 10 mm a délky nástrojů 330 mm až 450 mm.


## Branže, Ø 5 mm

## Grasper „univerzál“



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF305-210-330</b>	Grasper „univerzál“, double action	Ø 5 mm	330 mm

## Grasper „DeBakey“



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF305-264-330</b>	Grasper atraumatický „DeBakey“, délka branže 30 mm	Ø 5 mm	330 mm

## Grasper „Babcock“




obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF305-270-330</b>	Grasper „Babcock“, double action	Ø 5 mm	330 mm

## Grasper „atrauma“




obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF305-228-330</b>	Grasper atraumatický, mřížkovaný, špičatý, double action, délka čelisti 14 mm	Ø 5 mm	330 mm



**Branže, Ø 10 mm**
**Grasper „Babcock“**


obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF310-616-330</b>	Grasper „Babcock“ double action	Ø 10 mm	330 mm

**Grasper „Pennington“**


obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF310-650-330</b>	Grasper „Pennington“, double action	Ø 10 mm	330 mm


**Grasper „2 × 3 zuby“**


obj. číslo	název	průměr	délka
<b>AMF310-610-330</b>	Uchopové kleště, extra pevný stisk, single action, 2 × 3 zuby	Ø 10 mm	330 mm

## Sety pro sání a proplach



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-850-000</b>	Držadlo s ovládáním pro sání a proplach, s bočním napojením Luer-Lock, 2 Ø tubusů	Ø 5; 10 mm	330 mm



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-823-000</b>	Sací/proplachovací kanyla s centrálním ventilem, komplet	Ø 5 mm	330 mm

K dispozici i další typy sacích a proplachovacích kanyl.

## System pro sání a proplach



obj. číslo	název
<b>92-741-000</b>	Pistolové držadlo k sacímu a proplachovacímu systému



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-852-003</b>	Tubus	Ø 3 mm	330 mm
<b>92-852-005</b>	Tubus	Ø 5 mm	330 mm
<b>92-852-010</b>	Tubus	Ø 10 mm	330 mm

## Jehelce, TC



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>ASI305-350-330</b>	Jehelec, s axiálním pružinovým držadlem, TC vložka, pracovní branže rovná, single action	Ø 5 mm	330 mm



<b>ASI305-352-330</b>	Jehelec, s axiálním pružinovým držadlem, TC vložka, pracovní branže zahnutá vlevo, single action	Ø 5 mm	330 mm
-----------------------	--	--------	--------




<b>ASI305-354-330</b>	Jehelec, s axiálním pružinovým držadlem, TC vložka, pracovní branže zahnutá vpravo, single action	Ø 5 mm	330 mm
-----------------------	---	--------	--------

## Klipovací kleště



obj. číslo	název	vel. klipu	průměr	délka
<b>92-664-012</b>	Klipovač, otočný, rozložitelný, pro střední klipy Ethicon	M	Ø 5 mm	320 mm
<b>92-664-012PW</b>	Klipovač, otočný, rozložitelný, pro střední klipy Pilling-Weck	M	Ø 5 mm	320 mm

K dispozici i klipovače pro malé typy klipů Ethicon, Horizon, Pilling-Weck.



obj. číslo	název	vel. klipu	průměr	délka
<b>92-665-011</b>	Klipovač, otočný, rozložitelný, pro střední klipy Ethicon	M	Ø 10 mm	320 mm
<b>92-665-011PW</b>	Klipovač, otočný, rozložitelný, pro střední klipy Pilling-Weck	M	Ø 10 mm	320 mm

K dispozici i klipovače pro středně velké a velké typy klipů Ethicon, Horizon, Pilling-Weck.

## HF monopolární nástroje



K dispozici Ø 2,8 a 5,0 mm a délky 250, 330 a 450 mm.



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-711-000</b>	HF elektroda monopolární, háček zahnutý	Ø 5 mm	330 mm



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-717-000</b>	HF elektroda monopolární, L háček 90 °	Ø 5 mm	330 mm



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-720-000</b>	Držadlo pro HF elektrody	Ø 5 mm	330 mm

## HF monopolární kabely



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-704-202</b>	Monopolární kabel s koncovkou ke generátoru, Martin, Berchtol	Ø 4 mm	3 m
<b>92-704-203</b>	Monopolární kabel s koncovkou ke generátoru, Martin, Berchtol	Ø 4 mm	5 m

K dispozici různé koncovky a délky kabelů 3 m a 5 m.  
K dodání i kabely s koncovkami Erbe T-serie, Valleylab, Conmed, Erbe ACC/ICC.

## HF Bipolární kleště „CLASSIC“ rozložitelné

### Komplet



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-618-002</b>	Komplet – držadlo, vnitřní a vnější tubus, bez pracovní branže (elektrody)	Ø 5 mm	340 mm

### Grasper



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-620-002</b>	Pracovní branže okénkový grasper	Ø 5 mm	340 mm

### Disektor „Maryland“



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-620-014</b>	Pracovní branže disektor „Maryland“	Ø 5 mm	340 mm








### Nůžky



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-620-012</b>	Pracovní branže TC nůžky	Ø 5 mm	340 mm

K dispozici různé typy bipolárních kleští délky 340 mm a 450 mm.

## HF Bipolární kabely

2-banana				
	délka	Plochá koncovka	Plochá koncovka, úhlová	Plochá koncovka, čtvercová
	3 m	<b>92-640-002</b>	<b>92-640-020</b>	<b>92-640-004</b>
	5 m	<b>92-640-003</b>	<b>92-640-030</b>	<b>92-640-005</b>
Erbe				
	délka	Plochá koncovka	Plochá koncovka, úhlová	Plochá koncovka, čtvercová
	3 m	<b>92-640-102</b>	<b>92-640-120</b>	<b>92-640-104</b>
	5 m	<b>92-640-103</b>	<b>92-640-130</b>	<b>92-640-105</b>
Martin, Berchtold, Aesculap GK55, GK60				
	délka	Plochá koncovka	Plochá koncovka, úhlová	Plochá koncovka, čtvercová
	3 m	<b>92-640-202</b>	<b>92-640-220</b>	<b>92-640-204</b>
	5 m	<b>92-640-203</b>	<b>92-640-230</b>	<b>92-640-205</b>
Valleylab, Lamidey, EMC				
	délka	Plochá koncovka	Plochá koncovka, úhlová	Plochá koncovka, čtvercová
	3 m	<b>92-640-302</b>	<b>92-640-320</b>	<b>92-640-304</b>
	5 m	<b>92-640-303</b>	<b>92-640-330</b>	<b>92-640-305</b>

## Adaptér pro standardní bipolární kabely



obj. číslo	název
<b>92-622-100</b>	Plochá koncovka

K dispozici kabely a adaptér i s koncovkami 2 pin.

### Jaterní elevátory, rozložitelné



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-868-010</b>	Jaterní elevátor, rozložitelný 60°, naklápěcí 80°	Ø 10 mm	380 mm



obj. číslo	název	průměr	délka
<b>92-868-005</b>	Jaterní elevátor, rozložitelný 40°, naklápěcí 60°, konektor Luer-Lock	Ø 5 mm	330 mm

### Zrcadlo břišní



obj. číslo	název	délka lopatek	úhel	délka
<b>92-680-001</b>	Břišní zrcadlo s ráčnou, tři lopatky	70 mm	90°	250 mm



VEDOUCÍ PRODEJNÍHO TÝMU:

**Miloš Klikar**

tel.: +420 601 570 731  
milos.klikar@medin.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:

**Věra Bártová**

tel.: +420 606 787 243  
vera.bartova@medin.cz

**Mgr. Michaela Riegerová**

tel.: +420 602 793 439  
michaela.riegerova@medin.cz

**Simona Auerová**

tel.: +420 776 380 478  
simona.auerova@medin.cz

MEDIN, a.s.  
Vlachovická 619  
Nové Město na Moravě  
CZ 592 31  
Czech Republic  
IČ 43378030  
DIČ CZ43378030

[www.medin.cz](http://www.medin.cz)  
[www.medin.eu](http://www.medin.eu)

PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel.: 566 684 327  
Fax: 566 684 384  
E-mail: [prodej@medin.cz](mailto:prodej@medin.cz)

EXPORT  
Tel.: +420 566 684 336  
Fax: +420 566 684 385  
E-mail: [export@medin.cz](mailto:export@medin.cz)