



Renovace

CHIRURGICKÝCH NÁSTROJŮ



MEDIN, a.s., je tradičním českým výrobcem nástrojů a implantátů pro humánní lékařství. Produktové portfolio společnosti tvoří lékařské nástroje pro obecnou i oborovou chirurgii a sortiment implantátů pro traumatologii a ortopedii. Zároveň je MEDIN největším českým výrobcem stomatologických nástrojů.

Společnost MEDIN také nabízí servisní služby renovací lékařských nástrojů a servis sterilizačních kontejnerů.

Poskytujeme

- renovace chirurgických nástrojů třídy nebezpečnosti I: vlastní výrobky MEDIN i nástroje jiných výrobců
- renovace chirurgických nástrojů třídy nebezpečnosti IIa , IIb , III: pouze vlastní výrobky MEDIN, k opravě nepřijímáme nástroje ostatních výrobců
- renovace endoskopických nástrojů Allgaier
- renovace endoskopických optik Innoview
- servis výměnou chirurgických a endoskopických nástrojů
- servis výměnou – výměna endoskopické optiky libovolné značky za novou, nerepasovanou optiku Innoview se slevou 4.000 Kč

Výhody servisních služeb renovací

- prevence vzniku nežádoucích nehod při práci s nástroji
- kontrola správného stavu, parametrů a funkcí nástrojů
- finanční úspora nákladů

Důvody, proč využívat servisních služeb renovací u firmy MEDIN

- dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje a výroby lékařských nástrojů
- použití kvalitních materiálů
- rychlost vyřízení zakázky
- příznivá cenová politika
- možnost smluvního zajištění renovací a pravidelného servisu

Dodací lhůty

- Standardní doba opravy a dodání chirurgických a endoskopických nástrojů 7–10 dní
- Standardní doba opravy a dodání endoskopických optik 2–3 týdny
- Po domluvě možnost expresního vybavení zakázky

Poškozené nástroje předejte našemu obchodnímu zástupci nebo zašlete na adresu MEDIN, a.s., předmět „renovace“.

Záruční doba: 6 měsíců na opravované činnosti

Ceník

Ceny servisních služeb renovací se odvíjí od rozsahu opotřebeného nástroje, potřebného materiálu k renovaci a hodinové sazby práce. V tabulce jsou uvedeny orientační ceny renovovaných nástrojů. Možnost zaslání cenové nabídky opravy.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Platnost od 1. 1. 2018.

Nástroj	Práce	Cena včetně materiálu
diamantování sondy, škrabky	<i>podiamantování prac. části</i>	225 Kč
diamantování pinzety	<i>podiamantování prac. části</i>	270 Kč
diamantování jeholec	<i>diamantování čelistí, seřízení</i>	300 Kč
dláta	<i>ostření, povrch.úprava</i>	75 Kč
dláta, kladiva, lžičky – nové držadlo	<i>s výměnou držadla,ostření, povrh. úprava</i>	300 Kč
drátky na výtěry	<i>zdrsnění povrchu 2 cm od okrajů</i>	900 Kč
fréza dlouhá	<i>naostření</i>	120 Kč
fréza kloubní	<i>naostření</i>	150 Kč
frézy trepanační	<i>demontáž, naostření břitů, montáž</i>	120 Kč
háky	<i>seřízení, povrchová úprava</i>	75 Kč
jeholec TK plátky	<i>výměna TK plátků, seřízení, povrhové začistění</i>	450 Kč
jeholec TK – bez výměny plátků	<i>seřízení, svaření, povrhová úprava</i>	150 Kč
jeholec vroubkovaný	<i>pilování vroubků, seřízení</i>	115 Kč
jehelníček	<i>rozdělení (5–10 ks 400 kč/ks)</i>	450 Kč
jehla Redonova	<i>naostření</i>	40 Kč
kleště Hercules	<i>výměna K čelistí originál OZ 116910009, montáž, seřízení</i>	4 750 Kč
kleště Hercules	<i>výměna čelistí MEDIN (ocel tř. 19), seřízení 136990340</i>	1 350 Kč
Kleště Hercules	<i>montáž, seřízení</i>	
Kleště Hercules	<i>výměna TK čelistí – navařované 116910558, 0559, M2050130</i>	1 300 Kč
Kleště Hercules	<i>výměna gumiček, montáž 116910540</i>	1 000 Kč
kleště na drát – vyvaření ostří	<i>vyvaření čelistí, vybroušení ostří</i>	900 Kč
kleště Luer, Zilke, pedikérské	<i>ostření, seřízení, povrhová úprava</i>	115 Kč
kleště na kofrdam	<i>dle rozsahu opravy</i>	225–450 Kč
kleště štípací nosní, na mezibratr. ploténky Kerrison	<i>ostření, seřízení, povrhová úprava</i>	340 Kč
kleště zubní	<i>seřízení, ostření čelistí, povrhová úprava</i>	115 Kč
kyretky nosohltanová	<i>úprava, seřízení, ostření</i>	75 Kč
laparo nůžky	<i>nabroušení, seřízení, dle rozsahu opravy</i>	150–220 Kč
lžičky	<i>ostření, povrhová úprava</i>	75 Kč
nástroje laparo, artrokleště, artrojehelce, klipovače, trokary	<i>oprava individualně podle rozsahu poškození</i>	individuálně
nože mikrotomové	<i>ostření</i>	115–150 Kč
nože mikrotomové silné	<i>s vybroušením ostří</i>	450 Kč
nože pitevní, chirurgické	<i>naostření</i>	75 Kč
nůžky	<i>nabroušení, seřízení, dle rozsahu opravy</i>	75–120 Kč
nůžky mikro	<i>nabroušení seřízení</i>	120 Kč
nůžky na drátky AVX	<i>ostření</i>	140 Kč
otiskovací lžíce zubní	<i>vyrovnaní, povrhová úprava</i>	75 Kč
pácidla	<i>naostření, vyrovnaní, povrh. úprava</i>	75 Kč
páka zubní	<i>nabroušení</i>	75 Kč
pátradla	<i>ostření, seřízení, povrhová úprava</i>	60 Kč
pilka oscilační	<i>naostření</i>	75 Kč
pinzety	<i>seřízení, povrhová úprava</i>	40 Kč
pinzety pro Rathgeber Bystřice n.P.	<i>zúžení dle požadavku zákazníka</i>	75 Kč
pinzety mikro	<i>seřízení, povrhová úprava</i>	115 Kč
rozvěrač hrudní	<i>seřízení, povrhová úprava</i>	115 Kč
skalpely	<i>ostření, povrh.úprava</i>	60 Kč
srpky, zubní kyretky	<i>ostření, vyrovnaní, povrh., úprava</i>	75 Kč
svorky	<i>seřízení povrhová úprava</i>	75 Kč
škrabky	<i>naostření, povrh. úprava</i>	75 Kč
tracheální kanya otvory	<i>zhotovení otvorů</i>	150 Kč
vrtáky	<i>ostření</i>	40–120 Kč
zrcadla gynekologická	<i>demontáž, povrh. úprava, montáž, seřízení</i>	225 Kč
těsnění víka pro hliníkový kontejner včetně výměny	<i>600 x 300 mm</i>	1489 Kč
těsnění víka pro hliníkový kontejner včetně výměny	<i>300 x 300 mm</i>	1274 Kč
těsnění víka pro ocelový kontejner včetně výměny	<i>600 x 300 mm</i>	1489 Kč
těsnění víka pro ocelový kontejner včetně výměny	<i>300 x 300 mm</i>	1274 Kč
ventil pro hliníkový kontejner včetně výměny		3660 Kč
ventil pro ocelový kontejner včetně výměny		3660 Kč
revize sterilizačního kontejneru včetně potvrzení zkoušky těsnosti		1000 Kč
paušál za 1 hodinu práce		750 Kč



MEDIN, a.s.

Vlachovická 619
592 31 Nové Město na Moravě
Česká republika

tel.: +420 566 684 327

e-mail: prodej@medin.cz

www.medin.cz

VEDOUCÍ PRODEJNÍHO TÝMU CHIRURGIE:

Miloš Klikar, tel.: +420 601 570 731, milos.klikar@medin.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI CHIRURGIE:

Mgr. Michaela Riegerová, tel.: +420 602 793 439, michaela.riegerova@medin.cz
Simona Auerová, tel.: +420 776 380 478, simona.auerova@medin.cz