



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Dodavatel:



MEDIN, a.s.,
Vlachovická 619,
592 31 Nové Město na Moravě,
Česká republika
Tel.: +420 566 684 334
E-mail: prodej@medin.cz

Odběratel:

Název firmy:

Fakturační adresa:

Dodací adresa:

IČO:

Telefon:

Email:

K objednávce nutno přiložit protokol o dekontaminaci!

Bez pasivace

Kód postupu	Název	cena/ 1 ks	Počet ks	cena/ nad 10 ks	Počet ks
300012000004	Značení 2D kódu*	110		63	
300012000006	Značení 2D + logo nemocnice*	260		85	
300012000007	Značení doplňkového textu*	140		50	
300012000008	Značení 2D kódem a doplňkový text*	275		97	
300012000015	Značení – odstranění CE + doznačení „SAMPLE“*	192		106	
300012000018	Značení 2D + text + odstranění původního značení*	355		145	
Celkem					

* Specifikaci zašlete formou excelové tabulky.

Ceny jsou bez DPH.

Pokyny k zaslání objednávky:

- Zboží odesláno s dekontaminačním protokolem, který je volně ke stažení na webových stránkách **www.medin.cz/znaceni-nastroju-laserem**.
V případě nedodání dekontaminačního protokolu bude cenová nabídka automaticky navýšena o proces dekontaminace, který proběhne ve firmě MEDIN, a.s.
- Jednotlivé kusy zabaleny dle požadovaného značení (možno zakoupit štítky/kroužky, které budou umístěny na jednotlivých nástrojích, např. žlutá barva – označit laserem CHIRAMB, modrá barva – označit laserem Operační sály). Ukázka štítků/ kroužků na vyžádání.
- Logo, které chcete vyznačit laserem, je nutno dodat ve formátu dwg. nebo dxf. (netýká se stálých zákazníků, jejichž logo je již v databázi).

Co nedoporučujeme nebo nelze označit:

- Dráty s menším průměrem než 6 mm
- Plocha menší než 5,4 × 5,4 mm mm nebo 4,2 × 8,4 mm
- Zrcadla, hliník, plasty