



LASEROVÉ ZNAČENÍ NÁSTROJŮ

- Disponujeme kvalitními lasery od německé firmy TRUMPF, která je světovým lídrem v oboru laserové techniky.
- Máme dlouhodobé zkušenosti se značením výrobků laserem.
- Naše lasery jsou validovány pro značení zdravotnických prostředků.
- Na chirurgické nástroje značíme UDI podle nového nařízení EU 2017/745.



MOŽNOSTI ZAKÁZKOVÉHO ZNAČENÍ

Jednotné nápisy


- > REF / LOT / NÁZEV PRACOVISTĚ
- > Jednotný text na skupinu nástrojů např. CHIR AMB



Značení 2D kódem

- > Na každém nástroji bude uvedeno unikátní značení 2D kódem, který bude vždy načten a uložen do databáze. V 2D kódu bude uvedeno REF-LOT. pořadové číslo (např. 114080620-24184020.001)

i Nejedná se o UDI podle nového nařízení EU 2017/745



ČTVERCOVÝ FORMÁT

Velikost symbolu		Datová kapacita		Modul x (mm)	Rozměr (mm)
Rady	Sloupce	Num.	Alfanum.		
10	10	6	3	0,3	3
12	12	10	6	0,3	3,6
14	14	16	10	0,3	4,2
16	16	24	16	0,3	4,8
18	18	36	25	0,3	5,4
20	20	44	31	0,3	6

- i** Minimální plocha pro značení čtvercového formátu je 5,4 x 5,4 mm.
- i** Minimální plocha je dána velikostí symbolu + 2 moduly ochranné zóny.

OBDÉLNÍKOVÝ FORMÁT



Velikost symbolu		Datová kapacita		Modul x (mm)	Rozměr (mm)
Rady	Sloupce	Num.	Alfanum.		
8	18	10	6	0,3	2,4 x 5,4
8	32	20	13	0,3	2,4 x 9,6
12	26	32	22	0,3	3,6 x 7,8
12	36	44	31	0,3	3,6 x 10,8

- i** Minimální plocha pro značení obdélníkového formátu je 4,2 x 8,4 mm.
- i** Použití čtvercového nebo obdélníkového formátu rozhodne dle velikosti nástroje technik.

Zakázkové značení

- > Zvláštní požadavky
- > Pro značení na přání, značení log, nebo vlastní obsah 2D kódu bude pro cenu značení vypracována individuální cenová nabídka



- i** Ceny a dodací lhůty závisí na konkrétních požadavcích zadavatele.
- i** Podklady ve vektorové grafice, případně v bitových mapách, data pro datamatrix nejlépe v *.xlsx, *.xls

Co nedoporučujeme nebo nelze označit laserem

- > Dráty s menším průměrem než 6 mm
- > Plochy menší než 5,4 x 5,4 mm nebo 4,2 x 8,4 mm
- > Zrcadla, hliník, plasty



MEDIN, a.s.,
Vlachovická 619,
592 31 Nové Město na Moravě
Česká republika

R01_2021-09-21_CZ



back office
T. +420 566 684 334
prodej@medin.cz
www.medin.cz

Objednávkový formulář ke stažení na
www.medin.cz/znaceni-nastroju-laserem

