



ARTROSKOPIE ARTHROSCOPY





MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČ 43378030
DIČ CZ43378030

PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA

tel.: 566 684 327
fax: 566 684 384
e-mail: prodej@medin.cz

EXPORT

phone: +420 566 684 336
phone: +420 566 684 250
fax: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

www.medin.cz
www.medin.eu

NOTE:

MEDIN catalogue numbers in this catalogue are listed in short form without the prefix.



For example: catalogue number / order number
XXX XX XXXX / 397XXXXXXXXX

Ask your sales representative for the up-to-date conversion table or the price list with complete ordering numbers.

POZNÁMKA:

Katalogová čísla MEDIN jsou v katalogu uvedena ve zkrácené podobě bez předčíslí.



Například: katalogové číslo / objednací číslo
XXX XX XXXX / 397XXXXXXXXX

Aktuální konverzní tabulku nebo ceník s kompletními objednacími čísly si vyžádejte u svého obchodního zástupce.

A

ARTROSKOPY
ARTHROSCOPES

B

POUZDRA
SHEATHS

C

ARTROSKOPICKÉ KLEŠTĚ
ARTHROSCOPIC FORCEPS

D

ARTROSKOPICKÉ NÁSTROJE
ARTHROSCOPIC INSTRUMENTS

E

HF MONOPOLÁRNÍ KOAGULACE
MONOPOLAR HF COAGULATION

F

HF BIPOLÁRNÍ KOAGULACE
BIPOLAR HF COAGULATION

G

PŘÍSTROJE
ARTROSCOPY TOWER DEVICES

H

IMPLANTÁTY A INSTRUMENTÁRIUM NA ACL/PCL
IMPLANTS AND INSTRUMENTS FOR ACL/PCL

I

FRÉZY PRO OSTATNÍ SYSTÉMY
SHAVER BLADES FOR OTHER SYSTEMS

NÁSTROJE PRO ARTROSKOPII

V katalogu MEDIN ARTROSKOPIE je obsažena kompletní nabídka portfolia nástrojů pro artroskopické operace. Skládá se z nástrojů MEDIN, a.s., vyrobených v Novém Městě na Moravě a je doplněna o kvalitní endoskopické nástroje „Made in Germany“ od vybraných výrobců z oblasti Tuttlingen, Německo.

Dokument je určen pro obchodní účely MEDIN, a.s., údaje zde uvedené jsou informativního charakteru.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo publikována v jakémkoliv formě bez předchozího souhlasu MEDIN, a.s.

Zobrazení produktů odpovídá aktuálnímu stavu v době vydání tohoto dokumentu. Změny technických parametrů z důvodu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.

Tiskové a typografické chyby jsou vyhrazeny.

i Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslí **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**)

© 2016 MEDIN, a.s.; Všechna práva vyhrazena.

INSTRUMENTS FOR ARTHROSCOPY

MEDIN ARTHROSCOPY catalogue contains the complete portfolio of instruments for arthroscopic surgeries. It is made up of MEDIN, a.s. instruments made in Nové Město na Moravě, Czech Republic and is completed with quality endoscopic instruments made in Germany from selected manufacturers from the region of Tuttlingen, Germany.

This document is intended for commercial purposes of MEDIN, a.s.; the data mentioned in the document is of informative character.

No part of this document can be copied or published in any form without approval of MEDIN, a.s.

The product design may differ from those depicted in these illustrations at the date of issue. The changes of technical parameters because of further development are reserved.

Printing and typographical errors are reserved.

i MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

© 2016 MEDIN, a.s.; All rights reserved.



Od zubních vrtáčků po špičkové traumatologické implantáty MEDIN

MEDIN, a.s., je tradičním českým výrobcem lékařských nástrojů a implantátů. Portfolio firmy tvoří produkty pro traumatologii, chirurgii, stomatologii a ortopedii. Společnost dodává své výrobky do desítek zemí celého světa.

Zahájení výroby a budování podniku Chirana

Budoucnost jedné z předních společností České republiky se začala psát dne 29. srpna 1948, kdy byl v Novém Městě na Moravě položen **základní kámen závodu** Chirana. V roce 1949 byla zahájena výroba zubních vrtáčků a fréz pro zubní laboratoře.



V únoru 1950 rozšířila Chirana své **portfolio o chirurgii**. Do výrobního programu bylo zařazeno 25 druhů nejběžnějších chirurgických nástrojů. Ve stejném roce Chirana **poprvé exportuje** své výrobky, a sice do Bulharska, Rumunska a Německa.



Roku 1957 byl podnik rozšířen začleněním firmy Diamantrob, která se zabývala patentově chráněnou výrobou diamantových nástrojů pro zubního lékaře. Chirana pod své vedení vzala také



firmu Pelc-Tyrolka a firmu Koutný, produkující speciální nástroje pro chirurgii. **V roce 1968 byl zřízen holding Chirana Nové Město.**




Počátkem 70. let dominovala snaha o rozšíření výroby. Výsledkem bylo více než 5 milionů vyrobených vrtáčků, počátkem 80. let až 9 milionů vrtáčků. Výroba pokrývala také přes 4 tisíce druhů chirurgických nástrojů.

Do výrobního programu byl v roce 1990 zařazen **obor traumatologie**.



Privatizace a vznik společnosti MEDIN

V roce 1992 byl státní podnik Chirana zařazen do první vlny privatizace a dne 24. března 1992 vznikla akciová společnost MEDIN, právní nástupce státního závodu Chirana. V té době byla firma MEDIN vlastněná 154 zaměstnanci podniku.



Dne 23. března 2006 koupila společnost MEDIN firmu WALTER Medica a následně ji přejmenovala na MEDIN Orthopaedics, a.s. Společnost MEDIN tím rozšířila své **portfolio o ortopedii**.

V roce 2010 byla založena v Rusku dceřiná společnost MEDIN RU. Společnost MEDIN se od roku 2011 prezentuje novým logem.



MEDIN získal v roce 2012 druhou dceřinou společnost, a sice založením firmy MEDIN Slovensko. V roce 2013 došlo k propojení obchodní sítě MEDIN s firmou ProSpon, spol. s.r.o. a MEDIN se tak stal výhradním distributorem ortopedických výrobků společnosti ProSpon. Dne 14. března 2014 zvítězil MEDIN, a.s., v soutěži Česká inovace v kategorii Inovativní firma. Ocenění se váže k patentovanému patnímu hřebu C-NAIL.

Školení lékařů

Vedle vlastní kvalitní výzkumné a vývojové základny je nezbytným předpokladem inovativnosti firmy a uplatnění svých produktů v náročných podmínkách trhu schopnost poskytovat kvalitní doprovodné služby. Jednou z těchto služeb, kterým se společnost MEDIN úspěšně věnuje, je pořádání odborných školení, praktických workshopů a seminářů zejména pro mladé lékaře a další zdravotnický personál. Tato vzdělávání probíhají v úzké spolupráci s firmou SOGGIORNO, s.r.o., v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků formou výuky operačních postupů s novými nebo inovovanými produkty firmy.

Odborné semináře vedou špičkoví a vysoko uznávaní lékaři zejména v oborech traumatologie, ortopedie a chirurgie, s nimiž se firmě podařilo navázat úspěšnou dlouhodobou spolupráci. Školení je zajišťováno ve školicím středisku přímo v areálu společnosti MEDIN nebo v prostředí klienta.



Jaké hodnoty vám předáváme společně s výrobky?



Každý nástroj či implantát projde během zpracování rukama řady lidí a jeho výroba trvá až několik hodin. Nese tak s sebou i kus naší filozofie a základních hodnot.

Kompletní nákup chirurgických nástrojů.

Ze široké nabídky firmy MEDIN jsme si dokázali velmi dobře vybrat."

Mgr. Renáta Michalíčková, staniční sestra op. sálů, Thomayerova nemocnice Praha

Zákazník


Našimi konečnými zákazníky jsou lékaři a zdravotní sestry z oborů chirurgie, traumatologie, ortopedie a stomatologie. Snažíme se, aby řešení, která zákazníkům přinášíme, co nejvíce kopírovala jejich potřeby.



Testování nového instrumentária.

Užitná hodnota výrobku

Celá cesta výrobku, od vlastního vývoje po distribuci, má jediný cíl. Dát lékařům do rukou kvalitní nástroj, který usnadní operační zákrok a pomůže při jejich vlastní práci.



Zkoušky tvrdostí výrobku

„Komunikace je na velké úrovni a skoro vše vyřídí jeden telefonát a to s velkou ochotou.“

Markéta Adamová, staniční sestra ORT op. sály, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

„MEDIN instruments are good quality and long life. Most of the items prices are reasonable. We have been dealing with MEDIN for 6 years.“

A. A. Zahar, Sala Medical, Oman

Naše okolí

Uvědomujeme si, že každá lidská činnost přináší změny v životním prostředí. Proto aplikujeme systém environmentálního managementu EMS. V rámci modelu Plan – Do – Check – Act Cycle neustále zkoumáme jednotlivé postupy ve firmě a hledáme ekologicky šetrnější varianty.




Sídlo naší společnosti se nachází v Novém Městě na Moravě, v dějišti řady sportovních událostí.

Certifikáty



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



CE (93/42/EHS)

From tooth drills to top-class traumatology implants MEDIN

MEDIN, a.s., is a traditional Czech producer of medical instruments and implants. The company's portfolio consists of products for traumatology, surgery, dentistry and orthopaedics. The company exports its products to dozens of countries around the world.

The start of production and building Chirana

The future of one of the leading companies in the Czech Republic began on 29 August 1948, when the **foundation stone of the Chirana works** was laid in Nové Město na Moravě. In 1949, production started on dental drills and milling cutters for dental laboratories.



In February 1950 Chirana expanded its **portfolio to surgery**. 25 of the most common surgical instruments were included in the production programme. In the same year Chirana **first exported** its products, namely to Bulgaria, Romania and Germany.



In 1957 the company expanded by incorporating Diamantrob, which was involved in the patented production of diamond tools for dentists. Chirana



also took Pelc-Tyrolka and Koutný, companies producing special tools for surgery, under its management. **The Chirana Nové Město holding was set up in 1968.**



The early 1970s were dominated by an endeavour to expand production. The result was the manufacture of over 5 million drills, in the early 80's this had increased to 9,000,000 drills. Production covered over 4,000 kinds of surgical instruments. The field of traumatology was introduced into the production programme in 1990.



Privatization and the emergence of MEDIN

In 1992, the state enterprise Chirana was included in the first wave of privatization and on 24 March 1992 the joint-stock company MEDIN was founded, the legal successor to the state-owned Chirana. At the time, MEDIN was owned by 154 company employees.



On 23 March 2006, MEDIN bought WALTER Medica and subsequently changed its name to MEDIN Orthopaedics, a.s. This allowed MEDIN to expand its **portfolio to orthopaedics**.

In 2010 a subsidiary, MEDIN RU, was founded in Russia. Since 2011 MEDIN has had a new logo.



In 2012 MEDIN gained a second subsidiary, namely through the founding of MEDIN Slovensko. In 2013 the MEDIN business network was linked to ProSpon, spol. s r.o. and MEDIN became the exclusive distributor of orthopaedic products for ProSpon. On 14 March 2014 MEDIN, a.s., won the Czech Innovation contest in the Innovative Company category. The award is for C-NAIL a patented calcaneal nail.

Training doctors

Besides its high-quality research and development programme, the provision of good-quality services is a prerequisite of a company's innovation and its ability to sell its products in the demanding conditions of today's market. One of these services, which MEDIN has had great success in, is the organization of professional training, practical workshops and seminars especially for young physicians and other medical personnel. This training takes place in close cooperation with SOGGIORNO, s.r.o., as part of lifelong education for health care professionals and takes the form of training in operating procedures with new or innovated products from the company.

Professional seminars are led by leading and highly respected doctors, in particular in the fields of orthopaedics, traumatology and surgery, with whom the company has been able to establish successful, long-term cooperation.

Training is provided in the training centre directly at MEDIN or at the client's premises.



What is the added value we offer with our products?

During processing, each instrument or implant passes through the hands of a number of people and takes up to several hours to produce. As such it carries a part of our philosophy and basic principles with it.

"Our operating theatres are brand new which meant purchasing a full range of surgical instruments. We were spoilt for choice from the wide offer range provided by MEDIN."

MSc Renáta Michaličková, Head Nurse for operating theatre at Thomayer's Hospital, Prague

Customer


Our end customers are doctors and nurses from the fields of surgery, traumatology, orthopaedics and stomatology. We try to ensure that the solutions we deliver to customers match their needs as closely as possible.



Testing of new instrumentaria.

Useful product value

Throughout the journey of making a product, from actual development right up until distribution, there is only one goal – to provide doctors with a quality instrument which will facilitate the operation procedure and assist them in their own work.



Tests on product hardness

"Communication is of the highest level and is almost always dealt with over one phone call and with a great sense of willingness".

Markéta Adamová, Head Nurse ORT operating theatre, Rudolf and Stephanie Hospital, Benešov

"MEDIN instruments are good quality and long lasting. Most prices of items are reasonable. We have been dealing with Medin for 6 years."

A. A. Zahar, Sala Medical, Oman



Our surroundings

We are aware that all human activity is accompanied by changes in our environment. For this reason we have put in place a system of environmental management called EMS. As part of our Plan – Do – Check – Act Cycle model, we are constantly exploring individual processes in the company and looking for options which demonstrate greater consideration to the environment.



Our head offices are located in Nové Město na Moravě, venue of sporting events.

Certificates




DOPORUČENÝ ARTROSKOPICKÝ SET RECOMMENDED ARTHROSCOPIC SET



ZÁKLADNÍ SADA NÁSTROJŮ
NA ARTROSKOPICKÉ OPERACE

BASIC ARTHROSCOPIC
INSTRUMENT SET FOR
ARTHROSCOPIC SURGERY



ZÁKLADNÍ SADA NÁSTROJŮ NA ARTROSKOPICKÉ OPERACE

BASIC ARTHROSCOPIC INSTRUMENT SET FOR ARTROSCOPIC SURGERY

Základní sada nástrojů na artroskopické operace

Basic arthroscopic instrument set
for arthroscopic surgery



Pouzdro artroskopické, 2 otočné kohouty
Arthroscope sheath, 2 rotatable stopcocks

ALA 600-382

Ø 6 mm; L = 143 mm; 30°



Trokar, obturátor, tupý
Trocar, obturator, blunt

ALA 600-385

Ø 4,2 mm; L = 143 mm



Arthroskop, pevný
Arthroscope, rigid

30-0011-00

Ø 4 mm; L = 175 mm; 30°



Háček sonda 2,5 mm
Hook probe 2.5 mm

133 11 0010

250 mm



Obturátor
Obturator

66-120-004

Ø 4,5 mm



Kanya proplachová
Inflow and rinsing canula

66-118-002

Ø 3,2 mm; L = 70 mm



Světlovodný kabel HTT Blue Line
Light cable HTT Blue Line

00-22330-40

Ø 3,5 mm; d = 2300 mm

ks/pcs	objednací číslo ordering number	název	name
1	ALA 600-382	Pouzdro artroskopické; standard; Ø 6 mm; L = 143 mm; 30°; 2 uzavírací kohouty	Arthroscope sheath; standard; Ø 6 mm; L = 143 mm; 30°; 2 stopcocks
1	ALA 600-385	Trokar; obturátor; tupý; Ø 4,2 mm	Trocar; obturator; blunt; Ø 4.2 mm
1	30-0011-00	Arthroskop; pevný; Ø 4 mm; L = 175 mm; 30°	Arthroscope; rigid; Ø 4 mm; L = 175 mm; 30°
1	66-120-004	Obturátor; Ø 4,5 mm	Obturator; Ø 4.5 mm
1	66-118-002	Kanya proplachová; Ø 3,2 mm; L = 70 mm	Inflow and rinsing canula; Ø 3.2 mm; L = 70 mm
1	133 11 0010 00-	Háček sonda 2,5 mm; L = 250 mm	Hook probe 2.5 mm; L = 250 mm
1	22330-40	Světlovodný kabel HTT Blue Line; Ø 3,5 mm; L = 2300 mm	Light cable HTT Blue Line; Ø 3.5 mm; L = 2300 mm

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojdíslí **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 120 010**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 120 010**)

ZÁKLADNÍ SADA NÁSTROJŮ NA ARTROSKOPICKÉ OPERACE
 BASIC ARTHROSCOPIC INSTRUMENT SET FOR ARTROSCOPIC SURGERY

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo 397, značící zdravotnický prostředek (např. 397 129 12 0610). Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of 397 which defines a medical device (e.g. 397 129 12 0610)


 Kleště štípací, přímé
 Punch, basket straight

116 11 0670

 šířka střihu 3,5 mm
 cut width 3.5 mm

 Kleště štípací nahoru, přímé
 Punch tip up, straight

116 11 0570

 široké s čelistí nahoru 22°
 basket punch with tip up 22°

 Kleště štípací, přímé
 Punch, straight

116 11 0780

 úzké s čelistí nahoru 22°
 narrow with tip up 22°

 Kleště úchopné, přímé
 Graspers, straight

116 11 0840

 šířka řezu 3,5 mm
 tip width 3.5 mm

ks/pcs	objednací číslo ordering number	název	name
1	116 11 0670	Arthroscopicke kleště štípací; přímé; šířka koncovky 5,5 mm; šířka střihu 3,5 mm	Arthroscopic punch; straight; tip width 5.5 mm; cut width 3.5 mm
1	116 11 0570	Arthroscopicke kleště štípací; přímé, s čelistí nahoru 22°; šířka koncovky 5,5 mm; šířka střihu 3,5 mm	Arthroscopic punch; tip up 22°; tip width 5.5 mm; cut width 3.5 mm
1	116 11 0780	Arthroscopicke kleště štípací; úzké, s čelistí nahoru 22°; šířka koncovky 2,6 mm; šířka střihu 1,3 mm	Arthroscopic punch; straight, narrow, tip up 22°; tip width 2.6 mm; cut width 1.3 mm
1	116 11 0840	Arthroscopicke kleště úchopné; přímé; šířka koncovky 3,5 mm; šířka střihu 3 mm	Arthroscopic grasper; straight; tip width 3.5 mm; cut width 3 mm



A

ARTROSKOPY
ARTHROSCOPES



Artroskopické optiky	Endoscopes for arthroscopy	A.1
Artroskop, pevný, autoklavovatelný	Arthroscope, rigid, autoclavable	1
Sterilizační kontejnery	Containers for sterilization	A.2
Kompletní koše s víkem a podpěrami	Baskets complete with lid and supports	1
Rámy pro artroskopické nástroje	Arthroscopic instruments frames	1

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

SSt	provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1
Ti	provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
PLA	polylaktát
TCP	trikalciumfosfát
Ø	průměr
L	délka

USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

SSt	SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1
Ti	TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3
PLA	polylactate
TCP	tri calcium phosphate
Ø	diameter
L	length


Kvalitní endoskopy INNOVIEW


pro většinu medicínských
oborů

- made in Germany (ručně vyrobeno v Německu)
- certifikáty: ISO 9001:2008. EN/ISO 13485 Příloha II, CE 0124
- úředně schváleno FDA/GMP 510k
- okulár DIN 58105, resistentní vůči vysokým teplotám a chemikáliím
- vlastní (interní) výroba čoček
- **lepení safírové sklo-kov** adhezním lepidlem pro výbornou pevnost a dlouhou životnost
- **technologie laserového svařování** zaručuje tenké sváry a minimální termické zatížení při jedinečné přesnosti
- unikátní bezkorozní technologie tlakové montáže
- **světlovodná vlákna „bez pnutí“** nové generace, zarovnaná s pláštěm do přesně určeného úhlu pohledu
- autoklávovatelné při 134 °C, testování těsnosti endoskopů pomocí helia
- úředně schválená kompatibilita se všemi zavedenými sterilizačními metodami včetně STERRAD NX
- 24-měsíční záruka od výrobce
- kvalitní a rychlý servis, možnost opravy výměnou za novou optiku

**High-quality
endoscopes INNOVIEW**
for most of the medical
disciplines

- hand-made in Germany
- certifications: ISO 9001:2008. EN/ISO 13485 Annex II, CE 0124
- FDA/GMP 510k approved
- eyepiece DIN 58105, resistant to high temperatures and chemicals
- in-house lens production
- **glass-sapphire-metal bonding** for excellent strength and longevity, adhesive bonding
- **laser welding technology** ensures slender seams and minimal thermal loading for unparalleled accuracy
- unique corrosion free compression fitting technology
- **illumination fibres „pullfree“** of new generation, aligned with casing shoe corresponding to viewing direction
- autoclavable by 134 °C, tested autoclavability, helium tightness tested
- compatible and approved to all established reprocessing methods incl. STERRAD NX.
- 24-month manufacturer warranty
- quality and quick service, possibility of reparation due to exchange for new endoscope




Artroskop, pevný, autoklavovatelný, 134 °C
 Arthroscope, rigid, autoclavable, 134 °C


- nerezová ocel, vnější plášť vyrobený z pevného, vysoko elastického materiálu FINUX
- tříplášťová konstrukce endoskopu
- pájené SAFÍROVÉ sklo - na proximálním a distálním konci, s použitím zlata jako pájedla


- stainless steel, outer tube made of hard, highly flexible material FINUX
- three-tube system of endoscopes
- soldered SAPPHIRE windows – proximal and distal using gold solder

typ type	průměr diameter	pracovní délka working length	úhel pohledu viewing angle	objednací číslo ordering number
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	110 mm	0°	30-0001-00
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	110 mm	30°	30-0002-00
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	110 mm	70°	30-0003-00
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	175 mm	0°	30-0004-00
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	175 mm	30°	30-0005-00
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	175 mm	70°	30-0006-00
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	187,5 mm	0°	30-0007-00
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	187,5 mm	30°	30-0008-00
artroskop / arthroscope	Ø 2,7 mm	187,5 mm	70°	30-0009-00
artroskop / arthroscope	Ø 4 mm	175 mm	0°	30-0010-00
artroskop / arthroscope	Ø 4 mm	175 mm	30°	30-0011-00
artroskop / arthroscope	Ø 4 mm	175 mm	45°	30-0340-00
artroskop / arthroscope	Ø 4 mm	175 mm	75°	30-0012-00


KOMPLETNÍ KOŠE S VÍKEM A PODPĚRAMI
BASKETS COMPLETE WITH LID AND SUPPORTS

výrobek / product	L	B	H	A	B	objednací číslo / ordering number
65/S	290	70	60 mm	Ø15	Ø3÷8	B65/S
65/S1	290	70	60 mm	Ø15	Ø8÷15	B65/S1
65/SA	290	70	60 mm	Ø12	Ø3÷8	B65/SA
65/SA1	290	70	60 mm	Ø12	Ø8÷15	B65/SA1
63/S	290	70	45 mm	Ø15	Ø3÷8	B63/S

* Rukojet na víku / Handle on the lid


RÁMY PRO ARTROSKOPICKÉ NÁSTROJE
ARTHROSCOPIC INSTRUMENTS FRAMES

výrobek / product	L	B	H	počet nástrojů / number of instruments	objednací číslo / ordering number
ARTRO-S1	232	135	70 mm	13 x Ø3÷8	ARTRO-S1
ARTRO-S2	232	135	70 mm	18 x Ø3÷8	ARTRO-S2

B666 – Náhradní šrouby 10 kusů / Spare screws 10 pc





B

POUZDRA SHEATHS





Pouzdra

Artroskopické optiky a pouzdra

Sheaths

Endoscope optics and sheaths

B.1


1–7

**Artroskop, pevný
Arthoscope, rigid**

INNOVIEW

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo 397 značící zdravotnický prostředek (např. 397 129 12 0610) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of 397 which defines a medical device (e.g. 397 129 12 0610)

průměr diameter	úhel pohledu viewing angle	barevné označení colour code	pracovní délka working length	objednací číslo ordering number
4 mm	0°	zelená / green	175 mm	30-0010-00
4 mm	30°	červená / red	175 mm	30-0011-00
4 mm	45°	modrá / blue	175 mm	30-0340-00
4 mm	70°	žlutá / yellow	175 mm	30-0012-00

**Pouzdro artroskopické, standard
Arthoscope sheath, standard**

 Uzámykací systém / Locking system
Standard

 Uzámykací systém / Locking system
Quick Lock

produkt product	průměr diameter	pracovní délka working length	úhel pohledu viewing angle	typ kohoutu / počet stopcock type / quantity		objednací číslo / ordering number uzámykací systém / locking-system	
				pevný fixed	otočný rotatable	standard standard	Quick Lock Quick Lock
	6 mm	143 mm	0–70°	–	2	ALA600-380	ALA600-380QL
				–	1	ALA600-381	ALA600-381QL
				2	–	ALA600-480	ALA600-480QL
				1	–	ALA600-481	ALA600-481QL
				–	2	ALA600-382	ALA600-382QL
				–	1	ALA600-383	ALA600-383QL
	6 mm	143 mm	30°	2	–	ALA600-482	ALA600-482QL
				1	–	ALA600-483	ALA600-483QL

**Trokar, obturátor
Trocar, obturator**


produkt product	průměr diameter	tvar shape	objednací číslo ordering number
	4,2 mm	ostrý / sharp	ALA600-384
	4,2 mm	tupý / blunt	ALA600-385
	4,2 mm	kónický / conical	ALA600-386

Artroskop, pevný
 Arthroscope, rigid


průměr diameter	úhel pohledu viewing angle	barevné označení colour code	pracovní délka working length	objednací číslo ordering number
4 mm	0°	zelená / green	175 mm	30-0010-00
4 mm	30°	červená / red	175 mm	30-0011-00
4 mm	45°	modrá / blue	175 mm	30-0340-00
4 mm	70°	žlutá / yellow	175 mm	30-0012-00

Pouzdro artroskopické s vroubkováním
 Arthoscope sheath with corrugations



produkt product	průměr diameter	pracovní délka working length	úhel pohledu viewing angle	typ kohoutu / počet stopcock type / quantity		objednací číslo / ordering number uzamykací systém / locking-system	
				pevný fixed	otočný rotatable	standard standard	Quick Lock Quick Lock
	5,5 mm	143 mm	0–70°	–	2	ALA630-380	ALA630-380QL
				–	1	ALA630-381	ALA630-381QL
				2	–	ALA630-480	ALA630-480QL
				1	–	ALA630-481	ALA630-481QL

Trokar, obturátor
 Trocar, obturator


produkt product	průměr diameter	tvar shape	objednací číslo ordering number
	4,2 mm	ostrý / sharp	ALA630-384
	4,2 mm	tupý / blunt	ALA630-385
	4,2 mm	kónický / conical	ALA630-386

Artroskop, pevný Arthoscope, rigid



průměr diameter	úhel pohledu viewing angle	barevné označení colour code	pracovní délka working length	objednací číslo ordering number
4 mm	0 °	zelená / green	175 mm	30-0010-00
4 mm	30 °	červená / red	175 mm	30-0011-00
4 mm	45 °	modrá / blue	175 mm	30-0340-00
4 mm	70 °	žlutá / yellow	175 mm	30-0012-00

Pouzdro artroskopické, s vysokým průtokem Arthoscope sheath, High-Flow


Uzamykací systém / Locking system
Standard

Uzamykací systém / Locking system
Quick Lock

produk product	průměr diameter	pracovní délka working length	úhel pohledu viewing angle	typ kohoutu / počet stopcock type / quantity		objednací číslo / ordering number uzamykací systém / locking-system	
				pevný fixed	otočný rotatable	standard standard	Quick Lock Quick Lock
	6,5 mm	143 mm	0–70 °	–	2	ALA600-390	ALA600-390QL
				2	–	ALA600-490	ALA600-490QL

Trokar, obturátor Trocar, obturator



produk product	průměr diameter	tvar shape	objednací číslo ordering number
	4,1 mm	ostrý / sharp	ALA600-392
	4,1 mm	tupý / blunt	ALA600-393
	4,1 mm	kónický / conical	ALA600-394

Artroskop, pevný
Arthroscope, rigid


průměr diameter	úhel pohledu viewing angle	barevné označení colour code	pracovní délka working length	objednací číslo ordering number
2,7 mm	0°	zelená / green	187,5 mm	30-0007-00
2,7 mm	30°	červená / red	187,5 mm	30-0008-00
2,7 mm	70°	žlutá / yellow	187,5 mm	30-0009-00

Pouzdro artroskopické, standard
Arthroscope sheath, standard

 Uzámykací systém / Locking system
Standard

 Uzámykací systém / Locking system
Quick Lock

produkt product	průměr diameter	pracovní délka working length	úhel pohledu viewing angle	typ kohoutu / počet stopcock type / quantity		objednací číslo / ordering number uzamykací systém / locking-system	
				pevný fixed	otočný rotatable	standard standard	Quick Lock Quick Lock
	3,8 mm	155 mm	0–70°	–	2	ALA610-380	ALA610-380QL
				–	1	ALA610-381	ALA610-381QL
				2	–	ALA610-480	ALA610-480QL
				1	–	ALA610-481	ALA610-481QL
	3,8 mm	155 mm	30°	–	2	ALA610-382	ALA610-382QL
				–	1	ALA610-383	ALA610-383QL
				2	–	ALA610-482	ALA610-482QL
				1	–	ALA610-483	ALA610-483QL

Trokar, obturátor
Trocator, obturator


produkt product	průměr diameter	tvar shape	objednací číslo ordering number
	2,9 mm	ostrý / sharp	ALA610-384
	2,9 mm	tupý / blunt	ALA610-385
	2,9 mm	kónický / conical	ALA610-386

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo 397 značící zdravotnický prostředek (např. 397 129 12 0610) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of 397 which defines a medical device (e.g. 397 129 12 0610)

**Artroskop, pevný
Arthroscope, rigid**

INNOVIEW

průměr diameter	úhel pohledu viewing angle	barevné označení colour code	pracovní délka working length	objednací číslo ordering number
2,7 mm	0°	zelená / green	175 mm	30-0004-00
2,7 mm	30°	červená / red	175 mm	30-0005-00
2,7 mm	70°	žlutá / yellow	175 mm	30-0006-00

**Pouzdro artroskopické, standard
Arthoscope sheath, standard**

 Uzámykací systém / Locking system
Standard

 Uzámykací systém / Locking system
Quick Lock

produkt product	průměr diameter	pracovní délka working length	úhel pohledu viewing angle	typ kohoutu / počet stopcock type / quantity		objednací číslo / ordering number uzámykací systém / locking-system	
				pevný fixed	otočný rotatable	standard standard	Quick Lock Quick Lock
	3,8 mm	143 mm	0–70°	–	2	ALA660-380	ALA660-380QL
				–	1	ALA660-381	ALA660-381QL
	3,8 mm	143 mm	30°	–	2	ALA660-382	ALA660-382QL
				–	1	ALA660-383	ALA660-383QL

**Trokar, obturátor
Trocar, obturator**



produkt product	průměr diameter	tvar shape	objednací číslo ordering number
	2,9 mm	ostrý / sharp	ALA660-384
	2,9 mm	tupý / blunt	ALA660-385
	2,9 mm	kónický / conical	ALA660-386

Artroskop, pevný
 Arthroscope, rigid


průměr diameter	úhel pohledu viewing angle	barevné označení colour code	pracovní délka working length	objednací číslo ordering number
2,7 mm	0°	zelená / green	110 mm	30-0001-00
2,7 mm	30°	červená / red	110 mm	30-0002-00
2,7 mm	70°	žlutá / yellow	110 mm	30-0003-00

Pouzdro artroskopické, standard

Arthroscope sheath, standard



produkt product	průměr diameter	pracovní délka working length	úhel pohledu viewing angle	typ kouhouť / počet stopcock type / quantity		objednací číslo / ordering number uzamykací systém / locking-system	
				pevný fixed	otočný rotatable	standard standard	Quick Lock Quick Lock
	3,8mm	78 mm	0–70°	–	2	ALA650-380	ALA650-380QL
				–	1	ALA650-381	ALA650-381QL
				2	–	ALA650-480	ALA650-480QL
				1	–	ALA650-481	ALA650-481QL
	3,8mm	78 mm	30°	–	2	ALA650-382	ALA650-382QL
				–	1	ALA650-383	ALA650-383QL
				2	–	ALA650-482	ALA650-482QL
				1	–	ALA650-483	ALA650-483QL


Trokar, obturátor

Trocar, obturator



produkt product	průměr diameter	tvar shape	objednací číslo ordering number
	2,9 mm	ostrý / sharp	ALA650-384
	2,9 mm	tupý / blunt	ALA650-385
	2,9 mm	kónický / conical	ALA650-386

Kanya proplachová, pracovní délka 70 mm
Inflow and rinsing canula, working length 70 mm



Kanya proplachová, pracovní délka 83 mm
Inflow and rinsing canula, working length 83 mm



Set (kanya proplachová + obturátor + trokar)
Set (inflow and rinsing canula + obturator + trocar)

pracovní délka working length	průměr diameter	objednací číslo ordering number
70 mm	3,2 mm	66-118-000
70 mm	4,5 mm	66-120-000

Kanya proplachová / Inflow and rinsing canula

pracovní délka working length	průměr diameter	objednací číslo ordering number
70 mm	3,2 mm	66-118-002
70 mm	4,5 mm	66-120-002

Obturátor / Obturator

	průměr diameter	objednací číslo ordering number
	3,2 mm	66-118-004
	4,5 mm	66-120-004

Trokar / Trocar

	průměr diameter	objednací číslo ordering number
	3,2 mm	66-118-006
	4,5 mm	66-120-006

Set (kanya proplachová + 2 × trokar + adaptér)
Set (inflow and rinsing canula + 2 × trocar + adaptor)

pracovní délka working length	průměr diameter	objednací číslo ordering number
83 mm	4,5 mm	66-116-000

Kanya proplachová / Inflow and rinsing canula

pracovní délka working length	průměr diameter	objednací číslo ordering number
83 mm	4,5 mm	66-116-002

Trokar, tříhranný / Trocar, triangular

	průměr diameter	objednací číslo ordering number
	4,5 mm	66-116-004

Trokar, tupý / Trocar, blunt

	průměr diameter	objednací číslo ordering number
	4,5 mm	66-116-006

Adaptér / Adaptor

		objednací číslo ordering number
		66-116-008



C

ARTROSKOPICKÉ KLEŠTĚ ARTHROSCOPIC FORCEPS





Artroskopické kleště	Arthroscopic forceps	C.1
Systém čištění	Cleaning system	1
Vlastnosti artroskopických kleští	Arthroscopic forceps features	2
Kleště štípací	Punches	3-5
Nůžky, kleště úchopné	Scissors, graspers	6
Kleště propichovací, extraktor stehů	Piercing forceps, suture extractor	7
Kleště sací a štípací	Suction forceps and punches	8

ARTROSKOPICKÉ KLEŠTĚ

- ▶ VYSOCE KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ
- ▶ DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- ▶ ANATOMICKY TVAROVANÉ KONCOVKY
- ▶ ŠIROKÁ ŘADA

Artroskopické kleště společnosti MEDIN jsou navrženy a vyrobny nejmodernější technologií s důrazem na nejvyšší požadavky a potřeby lékařů.

Rozměry a tvary koncovek pro snadné zavedení a práci v zúženém prostoru kloubních štěrbin při poškození chrupavek, menisků a vazů.

Provedením z kvalitních kalitelných ocelí, postupů a moderních technologií zaručují dlouhodobou životnost a ostrost koncovek.

ARTHROSCOPIC FORCEPS

- ▶ HIGH QUALITY MANUFACTURE
- ▶ LONG LIFE
- ▶ ANATOMICALLY SHAPED ENDS
- ▶ WIDE RANGE

Arthroscopic forceps by MEDIN are designed and manufactured using the most advanced technology emphasizing the highest demands and needs of physicians.

Dimensions and shapes of ends for easy insertion and work in a restricted area of joint fissure for treating damage in the crevices, menisci and ligaments.

Manufactured from quality hardened steel using procedures and modern technology to ensure long life and sharp tips.

SNADNÝ SYSTÉM ČIŠTĚNÍ

Unikátní systém pro dokonalé mytí artroskopických kleští MEDIN je zajištěn možností odklopení a vysunutí funkčního táhla. Na konstrukci tohoto systému jsme spolupracovali s předními lékaři a je prověřen každodenním použitím na praktických pracovištích.


Principem systému je otočná matice, která je při operačním výkonu zašroubována v držadle a jistí táhlo v pracovní pozici. Při mytí je otočná matice odšroubována a přesunuta do polohy k funkční koncovce. Táhlo je poté možno snadno odklopit a kleště dokonale vyčistit od nečistot.

EASY CLEANING SYSTEM

Optional lifting and protrusion of the functional extension rod provides for a unique system for perfect washing of arthroscopic forceps by MEDIN. We have collaborated with leading doctors on the construction of this system and it has been proven by daily use in practice.

The key of the system lies in a swivel nut that is screwed to the handle during surgery and secures the rod in the required position. During washing the swivel nut is unscrewed and moved to the functional terminal. Rod can then be easily lifted and forceps can be cleaned perfectly from impurities.





Popis a funkce jednotlivých částí nástroje:

1. Držadlo

- slouží k snadné manipulaci s nástrojem
- postavení a tvar vyhovuje anatomickým poměrům ruky
- skládá se z pevného a pohyblivého ramene, které jsou navzájem spojeny

2. Čelist pevná

- podle druhu použití je koncovka čelisti tvarově frézována(kleště úchopné, střížné, propichovací, sací)
- je pevně spojená s ramenem držadla
- horní část čelistí prochází drážka pro táhlo

3. Čelist pohyblivá

- podle druhu použití je čelist tvarově přizpůsobena do čelisti pevné
- pohybuje se po kruhových drahách v pevné čelisti
- pohyb je přenášen po táhle od držadla pohyblivého

4. Táhlo

- přenáší pohyb vyvolaný pohyblivým ramenem držadla na čelist pohyblivou skrz drážku v pevné čelisti

5. Převléčná matic

- drží táhlo v drážce držadla
- po jejím uvolnění je možné táhlo vyklopit a umožnit dokonalé očištění nástroje

Description and function of individual parts of the instrument:

1. Handle

- for easy handling of the instrument
- position and shape conforms to your hand's anatomy
- consists of fixed and movable arms, which are connected

2. Fixed jaw

- jaw end is shape-milled by the type of use (grasper, cutting, piercing, suction)
- fixed connection to the arm of the handle
- the upper part of jaws features a groove for the extension rod

3. Movable jaw

- according to the type of use, a jaw shape is adapted to the fixed jaw
- it moves in circular orbits in the fixed jaw
- movement is transmitted through the rod from the moving handle

4. Rod

- transmits motion caused by the handle of moving forceps to the moving jaw through a groove in the fixed jaw

5. Cap nut


- keeps the rod in the groove of the handle
- after its release the rod can be tilted to allow perfect cleaning of the instrument



přímé: základní tvar pro přímý přístup
straight: basic shape for direct approach


čelist nahoru: sklon čelisti umožňuje rozšířený
přístup k střednímu menisku
tip up: the inclination of the tip enables enhanced
access to posterior meniscus

zahnuté nahoru: zahnutí odpovídá obrysů kondylu
a udržuje řeznou plochu paralelně k tibiálnímu platu
up curved: curvature follows the contour of the
condyle and keeps the cutting surface parallel to
the tibial plateau




vyhnuté vlevo a vpravo:
umožňují přístup k přední
a zadní části

left and right bent:
enable the access to anterior
and posterior meniscus


Poznámka
Remark

Kleště štípací rovné / Punches straight

široké / basket punches


šířka koncovky 5,5 mm / tip width 5.5 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0670	přímé / straight	3,5 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0680	vyhnuté vpravo 20° / right-bent 20°	3,5 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0690	vyhnuté vlevo 20° / left-bent 20°	3,5 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0675	zahnuté nahoru 20° / up curved 20°	3,5 mm


Kleště štípací nahoru / Punches tip up

široké s čelistí nahoru 22° / basket punches with tip up 22°


šířka koncovky 5,5 mm / tip width 5.5 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0570	přímé / straight	3,5 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0580	vyhnuté vpravo 20° / right-bent 20°	3,5 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0590	vyhnuté vlevo 20° / left-bent 20°	3,5 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0575	zahnuté nahoru 20° / up curved 20°	3,5 mm


Kleště štípací / Punches

úzké / narrow


šířka koncovky 2,6 mm / tip width 2.6 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0750	přímé / straight	1,3 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0760	vyhnuté vpravo 20°/ right-bent 20°	1,3 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0770	vyhnuté vlevo 20° / left-bent 20°	1,3 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0755	zahnuté nahoru 20° / up curved 20°	1,3 mm


Kleště štípací / Punches

úzké s čelistí nahoru 22° / narrow with tip up 22°


šířka koncovky 2,6 mm / tip width 2.6 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0780	přímé / straight	1,3 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0790	vyhnuté vpravo 20° / right-bent 20°	1,3 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0800	vyhnuté vlevo 20° / left-bent 20°	1,3 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka střihu / cut width
116 11 0785	zahnuté nahoru 20° / up curved 20°	1,3 mm


Kleště štípací / Punches

úzké / narrow

šířka koncovky 2,6 mm / tip width 2.6 mm



objednací číslo / ordering number


116 11 0600

typ / type

přímé / straight


šířka střihu / cut width

1 mm


Kleště štípací / Punches

oválné / oval

šířka koncovky 6,3 mm / tip width 6.3 mm



objednací číslo / ordering number


116 11 0700

typ / type

přímé / straight

šířka střihu / cut width

4,5 mm



objednací číslo / ordering number

116 11 0710

typ / type

čelist nahoru 22° / tip up 22°


šířka střihu / cut width

4,5 mm

Kleště miskové na biopsii / Biopsy Rongeur Punches

miskový tvar / bowl shaped

šířka koncovky 3,5 mm / tip width 3.5 mm



objednací číslo / ordering number

116 11 0830

typ / type

přímé / straight


šířka střihu / cut width

3,5 mm


Kleště na biopsii / Biopsy Punches

na biopsii / for biopsy

šířka koncovky 4,0 mm / tip width 4.0 mm



objednací číslo / ordering number

116 11 0650

typ / type

přímé / straight


šířka střihu / cut width

2,2 mm




Nůžky / Scissors

šířka koncovky 3 mm / tip width 3 mm




objednací číslo / ordering number	typ / type	-
116 11 0950	zahnuté vlevo / left curved	-



objednací číslo / ordering number	typ / type	-
116 11 0960	zahnuté vpravo / right curved	-

Kleště na rotátorovou manžetu / Graspers for rotator cuff


šířka koncovky 6 mm / tip width 6 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka čelisti / jaw width
116 11 0660	přímé / straight	6 mm

Kleště úchopné / Grasps


šířka koncovky 3,5 mm / tip width 3.5 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka čelisti / jaw width
116 11 0850	přímé / straight	2,5 mm

Kleště úchopné / Grasps

šířka koncovky 3,5 mm / tip width 3.5 mm



objednací číslo / ordering number	typ / type	šířka čelisti / jaw width
116 11 0840	přímé / straight	3 mm

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

KLEŠTĚ PROPICHOVACÍ, EXTRAKTOR STEHŮ
 PIERCING FORCEPS, SUTURE EXTRACTOR

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo 397 značící zdravotnický prostředek (např. 397 129 12 0610) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of 397 which defines a medical device (e.g. 397 129 12 0610)

 Poznámka
Remark

Kleště propichovací nahoru / Piercing forceps tip up

šířka koncovky / tip width 3 mm



objednací číslo / ordering number


116 11 0870

typ / type

čelist nahoru 30° / tip up 30°

-

-


Kleště propichovací levé / Piercing forceps left

šířka koncovky 8 mm / tip width 8 mm



objednací číslo / ordering number

116 11 0880

typ / type

zahnuté vlevo / left curved

-

-

Kleště propichovací pravé / Piercing forceps right

šířka koncovky 8 mm / tip width 8 mm



objednací číslo / ordering number

116 11 0885

typ / type


zahnuté vpravo / right curvedt

-

-

Extraktor stehů / Suture extractor

šířka koncovky 3,7 mm / tip width 3.7 mm



objednací číslo / ordering number

116 11 1000

typ / type

šířka čelisti / jaw width

1,5 mm

Dotahovač stehů / Suture tightener

šířka koncovky 3 mm / tip width 3 mm



objednací číslo / ordering number

129 12 0330


typ / type

vnitřní průměr / inner diameter

1,8 mm

C.1ARTROSKOPICKÉ KLEŠTĚ
ARTHROSCOPIC FORCEPS
KLEŠTĚ SACÍ A ŠTÍPACÍ
SUCTION FORCEPS AND PUNCHES
Kleště štípací sací / Suction punch

průměr koncovky 4,5 mm / tip diameter 4.5 mm



objednací číslo / ordering number

116 11 0920

typ / type

přímé / straight

délka ramene / length of the arm

120 mm

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)



D

ARTROSKOPICKÉ NÁSTROJE ARTHROSCOPIC INSTRUMENTS





Artroskopické nástroje

Diagnostické a řezné nástroje

Nástroje na protětí vazu

Nástroje řezné

Sada nástrojů na artroskopii malých kloubů

Arthroscopic instruments

Diagnostic and cutting instruments

D.1

Instruments for cutting of ligament

1

Cutting instruments

2

Instruments set for arthroscopy of the small joints

3

4

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)



Kyreta kruhová zahnutá
Ring curette curved

126 11 0020

Ø 5 mm; 250 mm



Háček sonda 2,5 mm
Hook probe 2.5 mm

133 11 0010


250 mm



Háček sonda 3,5 mm
Hook probe 3.5 mm

133 11 0020


250 mm



Nůž k protínání přičného vazu zápodstního
Knife for slashing carpal ligament

112 08 1090

220 mm



Háček
Hook

136 17 0140

210 mm

Nůž trojúhelníkový
Triangular knife

136 17 0150

210 mm

Nůž háčkový
Hooked knife

136 17 0160

210 mm

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** znadící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo 397, které je označením pro zdravotnický prostředek (např. 397 129 12 0610). Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of 397 which defines a medical device (e.g. 397 129 12 0610)



Meniskotom Smillie rovný
Meniscotome Smillie straight

112 91 0299
5 mm; 225 mm



Nůž kulatý
Knife rounded

112 91 0305
225 mm



Nůž ostrý
Knife sharp

112 91 0306
225 mm



Lžička
Spoon

112 91 0307
Ø 3 mm; 225 mm



Kyreta kruhová zahnutá
Curette rounded curved

112 91 0308
Ø 3 mm; 225 mm



Bajonetový nůž
Bayonet knife
112 91 0300
45°; 225 mm




Banánový nůž
Banana knife
112 91 0301
225 mm



Skalpel
Scalpel knife
112 91 0302
225 mm



D.1ARTROSKOPICKÉ NÁSTROJE
ARTHROSCOPIC INSTRUMENTS
SADA NÁSTROJŮ NA ARTROSKOPII MALÝCH KLOUBŮ
INSTRUMENTS SET FOR ARTHROSCOPY OF THE SMALL JOINTS

Hladítka ASK
Smoother ASK
136 11 0030
Háček ASK
Hook ASK
118 11 0010
Dláto žlábkové ASK
Gouge ASK
128 11 0030
Dláto zahnuté ASK
Chisel curved ASK
128 11 0020
Dláto rovné ASK
Chisel straight ASK
128 11 0010
Lžíčka ASK
Spoon ASK
125 11 0010

2,8 mm

Lžíčka ASK
Spoon ASK
125 11 0020

2,2 mm

Hrot ASK
Tip ASK
136 11 0040
KONTEJNER PRO 10 NÁSTROJŮ
CONTAINER FOR 10 INSTRUMENTS

L B H


objednací číslo
ordering number

180 × 140 × 22 mm

129 68 1110

SET PRO ENDOSKOPICKÉ OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU
SET FOR ENDOSCOPIC CARPAL TUNNEL SURGERYSet pro endoskopické operace karpálního tunelu
Set for Endoscopic Carpal Tunnel Surgery

	objednací číslo ordering number	typ type
	BJ-31-KEB1	Háček 10,5cm Elevator length 10.5 cm
	BJ-31-KEB2	Elevátor tupý Blunt elevator
	BJ-31-KEB3	Elevátor se zuby Teeth elevator blunt
	BJ-31-KEB4	Pouzdro s trokarem Trocar with sleeve
	BJ-31-KEB6	Elevátor special Special elevator
	BJ-31-KEB7	Držadlo nože Handle for knife
	BJ-32-11070	Nůž háčkový Hook Knife
	BJ-32-11071	Nůž trojúhelníkový Knife triangle
	BJH-1089-24	Sterilizační uložení KEB Perforated basket KEB
	BJH-1089-24A	Set instrumentárium KEB Set instrumentarium KEB
	BJO-21-9700	Držák ruky PTFE PTFE block for hand





HF MONOPOLÁRNÍ KOAGULACE MONOPOLAR HF COAGULATION





MONOPOLAR HF COAGULATION

HF monopolární koagulace

Monopolární artroskopické elektrody

HF monopolární kabely

Monopolar HF coagulation

Monopolar arthroscopic electrodes

HF-cable monopolar


E.1

1–4

5

Vhodné k připojení na HF a RF generátory
 Applicable for HF and RF generators

- k opakovanému použití / reusable
- autoklávovatelné / autoclavable (134 °C)


CE 0483


např. kompatibilní k
 compatible
 e.g. ERBE, Berchtold,
 Bowa

mezinárodně kompatibilní k
 international compatible
 e.g. Arrex, Linvatec


	Ø 2,4 mm	Ø 4 mm
objednací číslo / ordering number	802-1	805-1
rozměry / dimension	115 mm	1,5 mm
jednotka / unit		Ø 0,6 mm
napětí max / Umax		1
popis / description	1,3 kVp	jehlová elektroda 90° zahnutá needle electrode 90° angular




	Ø 2,4 mm	Ø 4 mm
objednací číslo / ordering number	802-2	805-2
rozměry / dimension	115 mm	–
jednotka / unit		–
napětí max / Umax		1
popis / description	1,3 kVp	jehlová elektroda 90° zahnutá needle electrode 90° angular



	Ø 2,4 mm	Ø 4 mm
objednací číslo / ordering number	802-5	805-5
rozměry / dimension	115 mm	4 mm
jednotka / unit		Ø 1,5 mm
napětí max / Umax		1
popis / description	1,3 kVp	knoflíková elektroda button electrode

Vhodné k připojení na HF a RF generátory
Applicable for HF and RF generators


- k opakovanému použití / reusable
- autoklávovatelné / autoclavable (134 °C)



např. kompatibilní k
compatible
e.g. ERBE, Berchtold,
Bowa

mezinárodně kompatibilní k
international compatible
e.g. Arrex, Linvatec

	Ø 2,4 mm	Ø 4 mm
objednací číslo / ordering number	802-7	805-7
rozměry / dimension	115 mm	
jednotka / unit	1	
napětí max / Umax	1,3 kVp	
popis / description	kulová elektroda ball electrode	



	Ø 2,4 mm	Ø 4 mm
objednací číslo / ordering number	802-8	805-8
rozměry / dimension	115 mm	
jednotka / unit	1	
napětí max / Umax	1,3 kVp	
popis / description	dutá koule elektroda hollow ball electrode	



	Ø 2,4 mm	Ø 4 mm
objednací číslo / ordering number	802-9	805-9
rozměry / dimension	115 mm	
jednotka / unit	1	
napětí max / Umax	1,3 kVp	
popis / description	plošná (povrchová) elektroda surface electrode	




Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

MONOPOLÁRNÍ ARTROSKOPICKÉ ELEKTRODY
 MONOPOLAR ARTHROSCOPIC ELECTRODES

REGER
medizintechnik gmbh
HF-držadlo evoline
HF-pencils evoline

- pro elektrody s 4 mm dříkem / for electrodes with 4 mm shaft
- se šestihraným zámkem / with hexagon-anti-twist protection
- až 200x resterilizovatelný / up to 200 resterilization cycles


CE 0483

HF držadlo evoline / HF-pencils evoline

popis / description	HF-držadlo pro elektrody 4 mm s dříkem s inegrovaným kabelem, se 2 tlačítky HF-pencil for 4 mm shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons		
jednotka / unit	1	napětí max / Umax	4,3 kVp

připojení na straně přístroje
unit connecting


objednací číslo / ordering number	92746	92747
délka / length	3 m	5 m
popis / description	Erbe ICC/ACC, Storz	




objednací číslo / ordering number	92741	92743
délka / length	3 m	5 m
popis / description	Martin, Berchtold, Integra	



objednací číslo / ordering number	92740	92745
délka / length	3 m	5 m
popis / description	Valleylab, Internat. Modelle 3 Pin	

HF-držadlo evoline
HF-pencils evoline

- pro elektrody s 2,4 mm dříkem / for electrodes with 2.4 mm shaft
- se šestihraným zámkem / with hexagon-anti-twist protection
- až 200x resterilizovatelný / up to 200 resterilization cycles


REGER
medizintechnik gmbh

HF držadlo evoline / HF-pencils evoline

popis / description	HF-držadlo pro elektrody 2,4 mm s dříkem s inegrovaným kabelem, se 2 tlačítky HF-pencil for 2.4 mm shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons		
jednotka / unit	1	napětí max / Umax	4,3 kVp

připojení na straně přístroje
unit connecting


objednací číslo / ordering number	92750	92751
délka / length	3 m	5 m
popis / description	Erbe ICC/ACC, Storz	



objednací číslo / ordering number	92749	92748
délka / length	3 m	5 m
popis / description	Martin, Berchtold, Integra	



objednací číslo / ordering number	92742	92744
délka / length	3 m	5 m
popis / description	Valleylab, Internat. Modelle 3 Pin	

 Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

HF-kabel monopolární

HF-cable monopolar

Dlouhá životnost, vysoko flexibilní a kvalitní.


Durable, highly flexible and high quality.

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo 397 znadci zdravotnický prostředek (např. 397 129 12 0610) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of 397 which defines a medical device (e.g. 397 129 12 0610)


- zlepšená ochrana proti korozi díky postříbřeným páskům (plátkům)
- improved corrosion protection through silver-plated strands



0483



připojení na straně přístroje
unit connecting



4 mm zástrčka
4 mm socket



2 mm kabel pro
resekoscop
2 mm cable for resectoscope



3 mm kabel pro Olympus
resekoscop
3 mm cable for Olympus
resectoscope



konektor na resekoscop,
Storz lomený
plug on Storz resectoscope,
angled



konektor na resekoscop,
Storz rovný
plug on Storz resectoscope,
straight

Erbe VIO/ICC/ACC



delka length	objednací číslo ordering number				
3 m	92002	92011	–	–	–
5 m	92003	92012	–	92061	92063

Berchtold; Integra



3 m	–	–	–	–	–
5 m	92175	92184	–	–	–

Berchtold; Integra; Erbe T-Model



3 m	92004	92009	92089	92042	92062
5 m	92005	92010	92090	92050	–

Valleylab



3 m	92051	92013	–	–	–
5 m	92105	92014	–	–	–

Ellman



3 m	92203	–	–	–	–
5 m	–	–	–	–	–



HF BIPOLÁRNÍ KOAGULACE

BIPOLAR HF COAGULATION



HF BIPOLÁRNÍ KOAGULACE

BIPOLAR HF COAGULATION

F



HF bipolární koagulace

Bipolar HF coagulation

F.1

Bipolární artroskopické elektrody

Bipolar arthroscopic electrodes

1

HF bipolární kabely

HF-cable bipolar

2

(mm)

280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

K použití HF a RF generátorů
Applicable for HF and RF generators



Uvedené bipolární artroskopické elektrody nesmí být použity s jednotkou Arthrocare.



The bipolar arthroscopic electrodes mentioned above must not be used in combination with Arthrocare units.

– **bipolární technologie** / bipolar technology

– **kvalitní kovy a umělé hmoty** / valuable metals and plastics.

Standardní konektor pro pinzety
Standard Forceps Connector


CE 0483


prodloužená verze
long version
170 mm

krátká verze
short version
115 mm


objednací číslo / ordering number	879-0	879-1
rozměry / dimension	170 mm	115 mm
jednotka / unit	1	
napětí max / Umax	1,0 kVP	
popis / description	bipolární vaporizační elektroda PHAZER, zahnutá 70° bipolar vaporization electrode PHAZER, angular 70°	



objednací číslo / ordering number	879-5
rozměry / dimension	170 mm
jednotka / unit	1
napětí max / Umax	1,0 kVP
popis / description	bipolár. vaporizační elektroda VAP, 90° bipolar vaporization electrode VAP, 90°




objednací číslo / ordering number	870-3	870-1
rozměry / dimension	170 mm	115 mm
jednotka / unit	1	
napětí max / Umax	1,0 kVP	
popis / description	bipolární háková elektroda bipolar hook electrode Ø 1,5 x 0,6 mm	



HF-kabel bipolární**HF-cable bipolar****Dlouhá životnost, vysoce flexibilní a kvalitní.**

Durable, highly flexible and high quality.

- zlepšená ochrana proti korozi díky postříbřeným páskům (plátkům)
- improved corrosion protection through silver-plated strands

plochá zástrčka,
přímá
flat plug, straightplochá zástrčka,
lomená
flat plug, angledplochá zástrčka,
čtyřhran
flat plug, squarezástrčka se 2 piny,
lomená
2-pin plug, angled**připojení na straně přístroje**
unit connecting


	delka length	objednací číslo ordering number	objednací číslo ordering number	objednací číslo ordering number	objednací číslo ordering number
Valleylab	3 m	92029	–	92019	92115
	5 m	92030	92196	92020	92094
Erbe VIO/ICC/ACC; Storz	3 m	92023	–	92015	92110
	5 m	92024	92190	92016	92111
Martin; Berchtold; Integra	3 m	92025	–	92017	92113
	5 m	92026	92192	92018	92092
Ellman	3 m	92204	–	–	92138
	5 m	–	–	–	–
Uniflex	3 m	92127	–	–	–
	5 m	92128	–	–	–
US-Modelle 2 Pol	3 m	92027	–	92021	92114
	5 m	92028	92194	92022	92093

⚠ Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.
Connect to bipolar output for high-frequency generators only.

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

PŘÍSTROJE
ARTHROSCOPY TOWER DEVICES





Přístroje	Arthroscopy tower device	G.1
Shaver systém EBERLE C2	Shaver system EBERLE C2	1–3
Sagitální řezné ostří	Sagittal saw blades	4
Resterilizovatelné frézy k shaver systému EBERLE C2	Reusable shaver blades for EBERLE C2 shaver system	5–8
Jednorázové frézy k shaver systému EBERLE C2	Single use shaver blades for EBERLE C2 shaver system	9–12
Kamerový systém	Camera system	13
Monitor LCD	LCD monitor	14
Světelný zdroj LED	LED light source	15
Světlovodné kabely	Optic light cables	16–17
Artroskopická pumpa	Arthroscopy pump	18
Artroskopický generátor	Arthroscopy generator	19
Bipolární artroskopické elektrody s odsáváním	Bipolar arthroscopic electrodes with suction	20–21
Přístrojový vozík	Mobile carrier system	22
Upínací systém	Holding systems – leg holder	23

EBERLE
Artroskopický shaver systém EBERLE C2
Shaver system EBERLE C2

objednací číslo / ordering no.

913000
Řídící jednotka / Control Unit

- panel k ovládání rukojeti Eberle s motorovým pohonem
- programovatelná tlačítka paměti pro individuální nastavení rychlosti
- rychlosť lze nastavit pomocí tlačítek na řídící jednotce nebo nožními pedály
- console to control motor-driven Eberle hand pieces
- user-programmable memory locations for individual speed adjustment
- Speed can be selected by using buttons at the control unit or by using the foot switch

objednací číslo / ordering no.

913001
Motorová rukojet / Hand Piece

- ergonomická rukojet, lze sterilizovat
- motor řízený mikroprocesorem
- ergonomically shaped hand piece, autoclavable
- micro-processor controlled drive motor


Rozsahy rychlostí / Speed ranges

břity / cutting blades	300–4000 min ⁻¹
oscilační režim / oscillation mode	500–4000 min ⁻¹
ostřihování / burring	500–8000 min ⁻¹

materiál pláště hliník / casing material aluminum

objednací číslo / ordering no.

913020

materiál pláště ocel / casing material steel

objednací číslo / ordering no.

913040
Motorová rukojet pro ruční ovládání / Hand Piece for manual operation

- ergonomická rukojet, lze sterilizovat
- motor řízený mikroprocesorem
- ruční ovládání otáčení doprava / doleva, oscilační režim
- ergonomically shaped hand piece autoclavable
- micro-processor controlled drive motor
- manual operation of anticlockwise / clockwise rotation, oscillation mode


Rozsahy rychlostí / Speed ranges

břity / cutting blades	300–4000 min ⁻¹
oscilační režim / oscillation mode	500–4000 min ⁻¹
ostřihování / burring	500–8000 min ⁻¹

materiál pláště hliník / casing material aluminum

objednací číslo / ordering no.

913021

materiál pláště ocel / casing material steel

objednací číslo / ordering no.

913041

SHAVER SYSTÉM EBERLE C2

SHAVER SYSTEM EBERLE C2

Pedály / Foot Switch

- snadno ovladatelný dvoupedál s otáčením doprava / doleva, oscilační režim
- neomezeně variabilní nastavení rychlosti
- user-friendly two-pedal footswitch with anticlockwise/clockwise rotation, oscillation mode
- infinitely variable speed setting

objednací číslo / ordering no.

913003-2**EBERLE****Adaptér k upínání vrtáku / Drill Chuck Adapter**

- objímka vrtáku 0–4 mm / drill receptacle 0–4 mm

objednací číslo / ordering no.

913011**Lze použít s / Can be used with**

objednací číslo / ordering no.

913020

objednací číslo / ordering no.

913040

objednací číslo / ordering no.

913021

objednací číslo / ordering no.

913041**Adaptér k čištění / Cleaning Adapter**

- pro držadla C2 / for C2 hand pieces

objednací číslo / ordering no.

100020**Kartáčky / Brushes**

- pro rukojeti C2 / for C2 handles

Čistící kartáček, zahnutý hrot / Cleaning brush, bent-over tip

- délka / length: 150 mm

objednací číslo / ordering no.

011001-301

Čistící kartáček s očkem / Cleaning brush with eyelet

- délka / length: 150 mm

objednací číslo / ordering no.

011001-302

Čistící kartáček, oblý hrot / Cleaning brush, rounded tip

- délka / length: 300 mm

objednací číslo / ordering no.

011001-300

EBERLE
**Univerzální motorová rukojeť pro ruční ovládání vrtačky a pily /
Universal Motor Hand Piece for manual operation**

- ergonomická rukojeť, lze sterilizovat
- motorový pohon řízený mikroprocesorem
- ruční ovládání otáčení doprava / doleva
- rozsah rychlosti: 230–1500 ot/min, variabilní
- ergonomically shaped hand piece, autoclavable
- micro-processor controlled drive motor
- manual operation of anticlockwise/clockwise rotation
- speed range: 230–1500 min⁻¹, infinitely variable

objednací číslo / ordering no.

913018
Adaptér drátového pohonu / Wire Driver Adapter

- objímka pro / receptacle for 1,8–3,2 mm

objednací číslo / ordering no.

9130261

- objímka pro / receptacle for 0,6–1,8 mm

objednací číslo / ordering no.

913034
Adaptér vrtací hlavičky / Drill Chuck Adapter

- objímka pro / receptacle for 0,7–7,4 mm

objednací číslo / ordering no.

913027
Adaptér vrtací hlavičky s vysokým výkonem / Drill Chuck Adapter High Power

- objímka pro / receptacle for 0,7–7,4 mm
- rychlosť otáčení / rotational speed 70–500 min⁻¹

objednací číslo / ordering no.

913019
Adaptér vrtací hlavičky / Drill Chuck Adapter

- objímka pro / receptacle for 0–3 mm, no spanner

objednací číslo / ordering no.

913022
Adaptér sagitálního ostří / Sagittal Saw Adapter

- oscilační kmitočet / oscillation frequency 0–20.000 cycl./min.

objednací číslo / ordering no.

913024

Sagitální řezné ostří
Sagittal saw blades
EBERLE

řezná ostří / saw blade	šířka střihu / cut width	objednací číslo / ordering number
27 x 6 x 0,4	0,6 mm	900092



řezná ostří / saw blade	šířka střihu / cut width	objednací číslo / ordering number
22 x 8 x 0,3	0,4 mm	900116



řezná ostří / saw blade	šířka střihu / cut width	objednací číslo / ordering number
31 x 10 x 0,3	0,4 mm	900117



řezná ostří / saw blade	šířka střihu / cut width	objednací číslo / ordering number
50 x 14 x 0,4	0,7 mm	900119

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

RESTERILIZOVATELNÉ FRÉZY K SHAVER SYSTÉMU EBERLE C2
 REUSABLE SHAVER BLADES FOR EBERLE C2 SHAVER SYSTEM

EBERLE
Frézy k shaveru přímé / Shaver blades straight

efektivní délka 130 mm / effective length 130 mm,

 134 °C
Autoclave
273 °F

 resterilizovatelné
reusable


typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Full Radius Resector	9131135	9131142	9131148	9131155	-
Full Radius Resector Sharp Cut	-	9132742	-	-	-
Aggressive Full Radius	9131335	9131342	9131348	9131355	-
Aggressive Full Radius Plus	-	9133442	-	-	-
Double Full Radius	-	9132542	-	9132555	-
Double Aggressive Full Radius	-	9132342	-	9132355	-
Conical Double Full Radius	-	9132442	-	-	-
Full Radius Resector Small Window	-	9132242	-	9132255	-
Meniscus Cutter	9131235	9131242	-	9131255	-
Aggressive Meniscus Cutter	9131535	9131542	9131548	9131555	-
Aggressive Meniscus Cutter Plus	-	9132142	-	-	-
Double MeniscusCutter	-	9132642	-	9132655	-

RESTERILIZOVATELNÉ FRÉZY K SHAVER SYSTÉMU EBERLE C2

REUSABLE SHAVER BLADES FOR EBERLE C2 SHAVER SYSTEM



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Meniscus Side Cutter	9131435	9131442	-	9131455	-



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Round Burr	-	9131042 Ø bur 3,0 mm	-	9131055 Ø bur 4,0 mm	9131065 Ø bur 5,0 mm



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Oval Burr	-	-	-	9131955 Ø bur 4,0 mm	9131965 Ø bur 5,0 mm



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Oval Burr	-	-	-	9133855 Ø bur 4,0 mm	9133865 Ø bur 5,0 mm



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Tapered Burr	-	-	-	9131855 Ø bur 4,0 mm	9131865 Ø bur 5,0 mm

Frézy k shaveru zahnuté 15 ° / Shaver blades 15 ° bent

efektivní délka 130 mm / effective length 130 mm,


**resterilizovatelné
reusable**


typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Full Radius Resector cutting window inwards	-	9133042	-	9133055	-



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Full Radius cutting window inwards	-	9133242	-	9133255	-



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Meniscus Side Cutter cutting window inwards	-	9133142	-	9133155	-

 Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

RESTERILIZOVATELNÉ FRÉZY K SHAVER SYSTÉMU EBERLE C2
 REUSABLE SHAVER BLADES FOR EBERLE C2 SHAVER SYSTEM

EBERLE
Frézy k shaveru přímé /Shaver blades straight

 pro artroskopii kyčle / for hip arthroscopy
 efektivní délka 210 mm / effective length 210 mm

 134 °C
 Autoclave
 273 °F

 resterilizovateelné
 reusable


typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Full Radius Resector Sharp Cut tubular	–	9132742H	–	–	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Full Radius tubular	–	9131342H	9131348H	9131355H	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Meniscus Cutter tubular	–	9131242H	–	9131255H	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Meniscus Cutter tubular	–	9131542H	9131548H	9131555H	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Meniscus Side Cutter Plus tubular	–	9132142H	–	–	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Round Burr	–	–	–	9131055H Ø bur 4,0 mm	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Oval Burr	–	–	–	9131955H Ø bur 4,0 mm	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Oval Burr	–	–	–	9133855H Ø bur 4,0 mm	–

RESTERILIZOVATELNÉ FRÉZY K SHAVER SYSTÉMU EBERLE C2 REUSABLE SHAVER BLADES FOR EBERLE C2 SHAVER SYSTEM

Frézy k shaveru zahnuté 15° / Shaver blades 15° bent

pro artroskopii kyčle / for hip arthroscopy
efektivní délka 210 mm / effective length 210 mm,



resterilizovatelné
reusable

EBERLE



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Full Radius cutting window inwards	-	9133242H	-	9133255H	-



Frézy k shaveru přímé / Shaver blades straight

pro malé klouby / for small joint surgery
efektivní délka 70 mm / effective length 70 mm



resterilizovatelné
reusable



typ / type	-	-	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,5
Full Radius Resector	-	-	9131120	9131125	9131134



typ / type	-	-	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,5
Aggressive Full Radius	-	-	9131320	9131325	9131334



typ / type	-	-	-	Ø 2,5	Ø 3,5
Round Burr	-	-	-	9131025 Ø bur 1,8mm	9131035 Ø bur 2,5mm



Příslušenství pro čištění a sterilizaci / Accessory for cleaning and sterilization



Čistící adaptér pro resterilizovatelné frézy k C2 shaveru

Cleaning Adapter for reusable
C2 shaver blades


objednací číslo / ordering no.

100001

Set na čištění Cleaning Set

objednací číslo / ordering no.

900019



JEDNORÁZOVÉ FRÉZY K SHAVER SYSTÉMU EBERLE C2
 SINGLE USE SHAVER BLADES FOR EBERLE C2 SHAVER SYSTEM

EBERLE
Frézy k shaveru přímé /Shaver blades straight

sterilní balení / sterile packaging

efektivní délka 130 mm / effective length 130 mm

jednorázové
single use

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Full Radius Resector	9141135	9141142	9141148	9141155	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Full Radius Resector Sharp Cut	-	9142742	-	-	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Full Radius	9141335	9141342	9141348	9141355	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Full Radius Plus	-	9143442	-	-	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Double Full Radius	-	9142542	-	9142555	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Double Aggressive Full Radius	-	9142342	-	9142355	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Conical Double Full Radius	-	9142442	-	-	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Full Radius Resector Small Window	-	9142242	-	9142255	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Meniscus Cutter	9141235	9141242	-	9141255	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Meniscus Cutter	9141535	9141542	9141548	9141555	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Meniscus Cutter Plus	-	9142142	-	-	-

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Double MeniscusCutter	-	9142642	-	9142655	-

JEDNORÁZOVÉ FRÉZY K SHAVER SYSTÉMU EBERLE C2
 SINGLE USE SHAVER BLADES FOR EBERLE C2 SHAVER SYSTEM


typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Round Burr	–	9141042 Ø bur 3,0 mm	–	9141055 Ø bur 4,0 mm	9141065 Ø bur 5,0 mm

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Oval Burr	–	–	–	9141955 Ø bur 4,0 mm	9141965 Ø bur 5,0 mm

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Oval Burr	–	–	–	9143855 Ø bur 4,0 mm	9143865 Ø bur 5,0 mm

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Tapered Burr	–	–	–	9141855 Ø bur 4,0 mm	9141865 Ø bur 5,0 mm

Frézy k shaveru zahnuté 15 ° / Shaver blades 15 ° bent

sterilní balení / sterile packaging

efektivní délka 210 mm / effective length 210 mm,

jednorázové
single use

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 2,5	Ø 2,5
Full Radius Resector	–	9143042	–	9143055	–

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Full Radius	–	9143242	–	9143255	–

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Round Burr	–	9143142	–	9143155	–

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojdílný 397, značící zdravotnický prostředek (např. 397 129 12 0610). / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of 397 which defines a medical device (e.g. 397 129 12 0610).

JEDNORÁZOVÉ FRÉZY K SHAVER SYSTÉMU EBERLE C2
 SINGLE USE SHAVER BLADES FOR EBERLE C2 SHAVER SYSTEM

EBERLE
Frézy k shaveru přímé /Shaver blades straight

pro artroskopii kyčle / for hip arthroscopy

sterilní balení / sterile packaging

efektivní délka 210 mm / effective length 210 mm


jednorázové
 single use


typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Full Radius Resector Sharp Cut tubular	–	9142742H	–	–	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Full Radius tubular	–	9141342H	9141348H	9141355H	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Meniscus Cutter tubular	–	9141242H	–	9141255H	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Meniscus Cutter tubular	–	9141542H	9141548H	9141555H	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Meniscus Side Cutter Plus tubular	–	9142142H	–	–	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Round Burr	–	–	–	9141055H Ø bur 4,0 mm	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Oval Burr	–	–	–	9141955H Ø bur 4,0 mm	–



typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Oval Burr	–	–	–	9143855H Ø bur 4,0 mm	–

Frézy k shaveru zahnuté 15° / Shaver blades 15° bent

pro artroskopii kyčle / for hip arthroscopy

sterilní balení / sterile packaging

efektivní délka 210 mm / effective length 210 mm

jednorázové
single use**EBERLE**

typ / type	Ø 3,5	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,5
Aggressive Full Radius cutting window inwards	-	9143242H	-	9143255H	-

**Frézy k shaveru přímé / Shaver Blades straight**

pro artroskopii malých kloubů / for small joint surgery

sterilní balení / sterile packaging

efektivní délka 70 mm / effective length 70 mm

jednorázové
single use

typ / type	-	-	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,5
Full Radius Resector	-	-	9141120	9141125	9141134
typ / type	-	-	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,5
Aggressive Full Radius	-	-	9141320	9141325	9141334

typ / type	-	-	-	Ø 2,5	Ø 3,5
Round Burr	-	-	-	9141025 Ø bur 1,8 mm	9141035 Ø bur 2,5 mm



EBERLE
Kamerový systém HD 1CCD
 Camera system HD 1CCD

objednací číslo / ordering no.

913029
Jednočipový kamerový HD systém

Díky snímači s HD rozlišením v kombinaci se speciálně vyvinutým zpracováním snímků i pro málo osvětlené dutiny je možné pořizovat snímky, které zobrazí přírodní barvy a jsou bohaté na detaily a kontrast. Tyto technické vlastnosti zaručují vhodnost Full HD kamery pro různorodé aplikace.

Rozlišení / Resolution

- HDTV: 1080p
- HDTV: 1080i
- HDTV: 720p
- PAL: 576i
- NTSC: 480i

Kmitočet / Frequency

- volitelný 50 nebo 60 Hz / Optional 50 or 60 Hz

Camera System HD 1CCD

Due to the high-resolution sensor, coupled with the specially developed image processing, it is possible, even in only dimly lit cavities, to take pictures that show natural colours and are rich in detail and in contrast. These technical features ensure that the Full HD camera is suited for widely different applications.

Výstupy / Outputs

- 1 x DVI
- 1 x Modulový (HD-RGB, -YPbPr) / Component (HD-RGB, -YPbPr)
- 1 x S-Video
- 1 x Kombinovaný (PAL/NTSC) / Composite (PAL/NTSC)
- 2 x HD-SDI 3G (volitelné) / HD-SDI 3G (optional)
- 2 x Dálkový / Remote

Funkce hlavy kamery / Camera head functions

- 3 programovatelná tlačítka
- k dispozici je spojovací prvek s pevnými ohniskovými vzdálenostmi a funkcí zoom
- 3 programmable keys
- coupler is available with fixed focal lengths and zoom

**Pomocí tlačítka PC je možné editovat a zobrazit /
By means of the PC keyboard it is possible to edit and show**

- záznamy pacienta (až 10 datových souborů)
- čas a datum
- stopky
- patient's records (up to 10 datasets)
- time and date
- stop watch

 1 čipová hlava kamery s kabelem
 1 chip Camera Head with Cable

objednací číslo / ordering no.

913032
 klávesnice PS2
 keyboard PS2

objednací číslo / ordering no.

900202

Monitor LCD

LCD monitor

objednací číslo / ordering no.

913030

 EBERLE

Monitor LCD / LCD Monitor

- 24 palcový LCD monitor / 24 inch LCD monitor
- 16,7 pixelů / 16.7 million colours
- přirozené rozlišení / native resolution WUXGA (1920 x 1200)
- úhel pohledu / angle of view (h/v) 178°/178°
- funkce obraz v obraze / picture-in-picture function

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

EBERLE
Světelný zdroj LED
LED light source

objednací číslo / ordering no.

913030
Konektor ke světelnému zdroji EBERLE LED
Light source coupler for EBERLE LED
RFQ/Storz/Wisap/Aesculap **00-21110-70**
Světelný zdroj LED

- svítivost odpovídá světelnému zdroji xenon 180 Watt
- intenzita světla max. 700 lm
- teplota barvy 5000–6500 K
- vlnová délka 400–700 nm
- operační teplota 15–30 °C
- vysoce přirozené zobrazení barev se silnou intenzitou světla
- velice homogenní iluminace, bez okrajových stínů nebo závojování
- clona proti oslnění, není-li připojen světlovodný kabel
- provoz s nízkými šumy a nízkým generováním tepla
- životnost lampy: asi 50 000 hodin
- nastavení intenzity jasu: digitální v 10 krocích
- připojení světlovodného kabelu: typ Storz /jiné značky na přání

Rozměry (š/d/v): 300 × 350 × 125 mm

Váha: 6900 g

LED Light Source

- luminance corresponds to light source xenon 180 Watt
- illuminance max. 700 lm
- colour temperature 5000–6500 K
- wave length 400–700 nm
- operating temperature 15–30 °C
- high natural colour rendering with strong light intensity
- very homogeneous illumination, no edge shadowing effects or blooming
- glare shield when light conduction cable is not plugged in
- low-noise operating with minor heat development
- lifetime of bulb: approx. 30,000 hours
- setting of luminance intensity: digital in 10 steps
- light conducting cable connection: type Storz /other brands on request

Dimensions (L/W/H): 300 × 350 × 125 mm

Weight: 6900 g


SVĚTLOVODNÉ KABELY

LIGHT CABLES

Systém HTT-Blue-Line®

Vysokovýkonné provedení světlovodných kabelů označené modrými koncovkami

- přibližně 20% vyšší přenos světla ve srovnání se standardními kably
- vlákna (přibližně 4.000) jsou tvarovaná do šestiúhelníků, mezery mezi nimi tím pádem zmizí a podíl průchozího světla je téměř 100%
- vysoký přenos světla (díky technologii svárovaní vláken)
- zatavená vlákna bez použití lepidel, autoklávovatelná při 134 °C
- extrémně odolné v místě vstupu světla
- odolné vysokým teplotám jako např. u Xenonového světelného zdroje
- HTT-Blue Line kabely absorbuji maximální možnou intenzitu světla
- spirálové využití z nerezové oceli, zajišťující vysokou ohebnost kabelu
- přídavná hygienická ochrana proti ohýbání na koncích kabelu
- silikonový a pletený plášt kablu (biokompatibilní materiály)
- konektory ke kabelu, kompatibilní pro všechny běžné světelné zdroje a optiky
- koncovka ke světelnému zdroji (Light Input), koncovka k optice (Light Output)



Standard




FOR CZECH
AND SLOVAK
DISTRIBUTION
ONLY

System HTT-Blue-Line®

High-performance fiber optic cables are marked by the blue endings


- approximately 20% higher light transmission compared to Standard cables
- the fibers (approx. 4.000) are hexagonally shaped. As a result the spaces between them disappear and the proportion of the transmitted light is nearly 100%
- high Transmission Technology (High-End welding)
- fused fibers without glue, autoclavable at 134 °C
- extremely resistant at the point of light entry
- high temperature resistant such as at the Xenon Light Sources
- HTT-Blue Line cable absorbs the maximum possible light intensity
- highly flexible despite cable attained thru helix of stainless steel
- hygienic additional bending protection at cable ends
- silicone cladding and braided hose cover (biocompatible materials)
- connectors compatible for all common projectors and endoscopes
- projector Side (Light Input), Endoscope Side (Light Output)



ARTROSKOPIE
GYN / UROLOGIE
SINUSKOPIE
ARTHROSCOPY /
GYN / UROLOGY /
SINUSCOPY

úzký endoskop
narrow endoscope

doporučený průměr
kabelu 3,5 mm
recommended diameter
of cable 3.5 mm



LAPAROSKOPIE
LAPAROSCOPY

silný endoskop
thick endoscope

doporučený průměr
kabelu 4,9 mm
recommended diameter
of cable 4.9 mm

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)



NÁSTROJE PRO ARTROSKOPII / INSTRUMENTS FOR ARTHROSCOPY


Světlovodné kabely HTT-Blue-Line / Light cable HTT-Blue-Line

objednací číslo / ordering no.			
00-22430-30	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 2,5	L = 1800 mm
00-22430-40	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 2,5	L = 2300 mm
00-22430-45	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 2,5	L = 2500 mm
00-22430-50	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 2,5	L = 3000 mm
00-22430-60	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 2,5	L = 4000 mm
00-22430-70	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 2,5	L = 5000 mm
00-22330-30	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 3,5	L = 1800 mm
00-22330-40	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 3,5	L = 2300 mm
00-22330-45	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 3,5	L = 2500 mm
00-22330-50	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 3,5	L = 3000 mm
00-22330-60	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 3,5	L = 4000 mm
00-22330-70	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 3,5	L = 5000 mm
00-22230-30	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 4,9	L = 1800 mm
00-22230-40	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 4,9	L = 2300 mm
00-22230-45	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 4,9	L = 2500 mm
00-22230-50	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 4,9	L = 3000 mm
00-22230-55	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 4,9	L = 3500 mm
00-22230-60	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 4,9	L = 4000 mm
00-22230-70	Světlovodný kabel / Light cable	Ø 4,9	L = 5000 mm

Poznámka: Při objednávání barevného kabelu připojte za objednací číslo zkratku barevného provedení např.: **00-22330-40 MO**.
 Remark: For order of color cable use the ordering number and color code e.g.: **00-22330-40 MO**.

Barevná provedení kabelu

Color coded cables

	SE – šedá / grey
	MO – modrá / blue
	CE – červená / red
	ZL – žlutá / yellow
	ZE – zelená / green
	OR – oranžová / orange


Adaptéry ke světelným zdrojům / Connecting light source adaptors

objednací číslo / ordering no.	výrobce / producer
00-21110-70	RFQ/Storz/Wisap/Aesculap
00-21110-74	Wolf/HSW/Dyonics/Medicon
00-21116-62	Olympus/ACMI
00-21116-63	Olympus/ACMI SPECIAL MODEL
00-21110-66	ACM / British
00-21119-60	Volpi/Fot/Schöolly
00-21119-62	Fuji
00-21113-03	Heine Optotechnik
00-21110-72	Winter & Ibe
00-21113-06	Schott/Zeiss (Kolposkop)
00-21119-65	Pentax
00-21113-07	Zeiss (OP Microscop)


Adaptéry k optikám / Connecting endoscope adaptors

objednací číslo / ordering no.	výrobce / producer
00-21010-71	RFQ/Storz/Wisap/Aesculap/Olympus standard/Innoview
00-21010-76	Wolf/HSW/Dyonics/Medicon Schnapp
00-21010-74	Wolf/HSW/Dyonics/Medicon Clip
00-21010-67	ACM / British
00-21010-95	Olympus/ACMI SPECIAL MODEL
00-21013-07	Schott/Zeiss (Kolposkop)
00-21013-74	Stryker/Codman/Luxtec



ARTROSKOPICKÁ PUMPA
ARTHROSCOPY PUMPArtroskopická pumpa EBERLE P2
Arthroscopy pump EBERLE P2


objednací číslo / ordering no.

913000**EBERLE****Artroskopická pumpa P2**

- nastavitelný průtok od 0,2– 1,75 l/min.
- nastavitelný tlak od 10–200 mmHg
- tlak a průtok lze nastavít nezávisle na sobě
- rychlá reakce na kolísání tlaku pomocí optimalizovaného řízení a výkonného motoru hradítka
- snadné ovládání a jednoduché vložení hadicového setu
- pohodlné plnění rezervoáru bez ztráty kapaliny
- funkce proplach

Hadicevý systém lze získat jako

- dvoudílnou variantu sestávající z denního setu a koncové hadice pacienta
- kompletní jednodílnou sadu

**Inflow Pump P2**

- flow rate adjustable from 0.2–1.75 l/min.
- pressure adjustable from 10–200 mmHg
- pressure and flow rate can be adjusted independently
- fast reaction to pressure fluctuations by optimized control and powerful stepper motor
- user-friendly and simple inserting of the tube
- comfortable filling of the reservoir without fluid loss
- rinsing function

The tube system can be obtained as

- two-piece variant, consisting of day's set and patient end-tube
- one-piece complete tube set

popis description	objednací číslo ordering number
Jednorázový hadicový set na jeden operační den Single use daily tube set for arthroscopy	900154
Pacientská hadice pro jednorázové použití s konektorem Luer Lock Single use patient end tube with Luer Lock	900153
Jednorázový kompletní hadicový set pro artroskopickou operaci Single use complete set for arthroscopy	900209

Nelze sterilizovat!
Don't sterilize!



medeVO⁺
Artroskopický vaporizační generátor
Arthroscopy vaporization generator

objednací číslo / ordering no.

897-6
Výhody ARTro 200

- High-tech bipolární mód pro práci v roztoku salinu
- univerzální užití v bipolárním a monopolárním spektru artroskopie
- automatická regulace parametrů / výkon v průběhu aktivace
- rozpoznání nástroje s optimálním nastavením

Advantages of the ARTro 200


- High-tech bipolar mode for the work in saline solution
- universal usage in the bipolar and monopolar spectrum of arthroscopy
- automatic control of the parameters / performance during activation
- instrument detection with the optimal settings

Highend RF-Generátor

ARTro 200 je vybaven nejnovější technologií a softwarem. Generátor je určen speciálně pro artroskopii.

Highend RF-Generator

The ARTro 200 is equipped with the latest technology and software. The generator has been designed specifically for arthroscopy.


Pedály
Foot switch

objednací číslo / ordering no.

897-7

Bipolární elektrody
 Bipolar electrodes


objednací číslo / ordering number	890-1	
popis / description	vaporizační elektroda se sáním; 90° vaporisation electrode with suction; 90°	
objednací číslo / ordering number	890-6	
popis / description	vaporizační elektroda se sáním; 45° vaporisation electrode with suction; 45°	
objednací číslo / ordering number	890-5	
popis / description	vaporizační elektroda se sáním; 45° vaporisation electrode with suction; 45°	
objednací číslo / ordering number	890-2	
popis / description	vaporizační elektroda; 70° vaporisation electrode; 70°	
objednací číslo / ordering number	890-3	
popis / description	háková elektroda tenká; 90° hook electrode slim; 90°	
objednací číslo / ordering number	890-4	
popis / description	háková elektroda zesílená; 90° hook electrode reinforced; 90°	

Bezpečná obsluha

Maximální účinnost elektrody BiVac jsou určeny pro rezání, vaporizaci, koagulaci a jiné tepelné modifikace na měkkých tkáních.

Safe handling

Maximum of efficiency the BiVac-Electrodes are designed for cutting, vaporisation, coagulation and thermal modification of soft tissue.




BIPOLÁRNÍ ARTROSKOPICKÉ ELEKTRODY S ODSÁVÁNÍM
 BIPOLAR ARTHROSCOPIC ELECTRODES WITH SUCTION

medeVO⁺
**Držadlo a kabelová
přípojka**
 Connection cable
 with Handpiece

objednací číslo / ordering number	92888-6	92888-16
délka / length	4 m	4 m
popis / description	ARTro 200	ARTro 200


Připojovací adaptér
 Connection adapter

objednací číslo / ordering number	92389	92390
popis / description	ARTro200 - Mitek	ARTro 200 - Arthrocare


Rukojeť s tlačítky
 Handle with buttons

objednací číslo / ordering no.	92889-6
--------------------------------	----------------

 znova
použitelný
reusable

 Trubkovitý konektor pro sání
 Tube connector for suction

 Přípojka ze 4 na 8 mm
 Connector from 4 to 8 mm

Kyčelní kloub / Hip joint

 Synovektomie / Synovectomy
 Vyhlažování chrupavky / Cartilage smoothing
 Labrum / Labrum
 Parciální resekce / Partial resection

Kolenní kloub / Knee joint

 Částečná resekce menisku / Partial meniscal resection
 Resekce kloubního nitroblány / Plica synovialis resection
 Parciální synovektomie / Partial synovectomy
 Laterální uvolnění /Lateral release

Ramenní kloub / Shoulder joint

 Akromioplastika / Acromioplasty
 Parciální synovektomie / Partial synovectomy
 Vyhlažování chrupavky / Cartilage smoothing
 Tenotomie / Tenotomy


EBERLE

Přístojoový vozík
Mobile carrier system

objednací číslo / ordering no.

900135**Základní vybavení**

- zadní dvírka
- 4 poličky
- 1 prostorná zásuvka
- hlavní vypínač
- držák monitoru
- držák kamerové hlavy

Doplňkové vybavení

- pojazdová kolečka s ochranou kabelu o.č. **900226**
- infúzní stojan o.č. **900223**
- výsuvná polička pro klávesnici o.č. **900227**
- izolační transformátor o.č. **900228**

Basic equipment

- rear doors
- 4 shelves
- 1 drawer high
- main switch
- monitor mount
- camera head mount

Optional Equipment

- castors with cable guard article no. **900226**
- infusion stand article no. **900223**
- sliding keyboard shelf article no. **900227**
- isolation transformer article no. **900228**



Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

UPÍNACÍ SYSTÉM
 HOLDING SYSTEMS – LEG HOLDER

Upínací systém dolní končetiny
 Holding system – leg holder

objednací číslo / ordering no.

66-450-000

upínací systém včetně fixačního popruhu,
 kompletní i s pohyblivým svěrákem 60°
 arthroscopy leg holder, incl. fixation tape,
 complete with movable clamp 60°




popis description	objednací číslo ordering number
upínací systém včetně fixačního popruhu / arthroscopy leg holder, incl. fixation tape	66-450-002
pohyblivá čelist jednotlivě 60° / movable clamp 60° only	66-450-004
pouze standardní čelist / standard piston only	66-450-006
pouze fixační popruh / fixation tape only	66-450-010



IMPLANTÁTY A INSTRUMENTÁRIUM NA ACL/PCL

IMPLANTS AND INSTRUMENTS FOR ACL/PCL





Implantáty

Sada na rekonstrukci ACL

**Nástroje na rekonstrukci ACL,
technika vrtání outside in**

Nástroje na rekonstrukci ACL/PCL

Sady instrumentária na rekonstrukci ACL/PCL

Implants

Set for ACL reconstruction

1–3

ACL reconstruction instruments,
outside in drilling technique

4–5

ACL/PCL reconstruction instruments

6–10

Instrument sets for ACL/PCL reconstruction

11–12

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY


SSt	provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1
Ti	provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3
PLA	polylaktát
TCP	trikalciumfosfát
Ø	průměr
L	délka

USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

SSt	SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1
Ti	TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3
PLA	polylactate
TCP	tri calcium phosphate
Ø	diameter
L	length




**Kanylované interferenční šrouby se zaoblenými hranami závitu,
 vhodné pro štěpy typu Hamstring, průměr otvoru 2,2 mm**
 Cannulated interference screws with rounded edge of the thread,
 suitable for Hamstring grafts, diameter 2.2 mm




Materiál: Titan
 Material: Titanium

objednací číslo ordering number	průměr diameter	A
129 77 0703	6 mm	20 mm
129 77 0713	6 mm	25 mm
129 77 0723	6 mm	30 mm




Materiál: Titan
 Material: Titanium

objednací číslo ordering number	průměr diameter	A
129 77 0733	7 mm	20 mm
129 77 0743	7 mm	25 mm
129 77 0753	7 mm	30 mm



Materiál: Titan
 Material: Titanium

objednací číslo ordering number	průměr diameter	A
129 77 0763	8 mm	20 mm
129 77 0773	8 mm	25 mm
129 77 0783	8 mm	30 mm



Materiál: Titan
 Material: Titanium

objednací číslo ordering number	průměr diameter	A
129 77 0793	9 mm	20 mm
129 77 0803	9 mm	25 mm
129 77 0813	9 mm	30 mm
129 77 0823	9 mm	35 mm
129 77 0833	9 mm	40 mm

**Šrouby s ostrými hranami závitu,
doporučené pro štěpy typu BTB**
Cannulated interference screws with
sharp edge of the thread, suitable for BTB



Materiál: Titan
Material: Titanium

objednací číslo ordering number	typ type
S0030700	Interferenční šroub 7/20 Titanium interference screw 7/20
S0030800	Interferenční šroub 7/25 Titanium interference screw 7/25
S0030900	Interferenční šroub 7/30 Titanium interference screw 7/30
S0031200	Interferenční šroub 8/20 Titanium interference screw 8/20
S0031300	Interferenční šroub 8/25 Titanium interference screw 8/25
S0031400	Interferenční šroub 8/30 Titanium interference screw 8/30
S0031700	Interferenční šroub 9/20 Titanium interference screw 9/20
S0031800	Interferenční šroub 9/25 Titanium interference screw 9/25
S0031900	Interferenční šroub 9/30 Titanium interference screw 9/30

**Šrouby s ostrými plochými hranami závitu,
doporučené pro štěpy typu BTB**

Cannulated interference screws with sharp
flat edge of the thread, suitable for BTB



Materiál: Titan
Material: Titanium

objednací číslo ordering number	typ type
S0032200	Interferenční šroub plochý 7/20 Titanium interference screw 7/20 flat thread
S0032300	Interferenční šroub plochý 7/25 Titanium interference screw 7/25 flat thread
S0032400	Interferenční šroub plochý 7/30 Titanium interference screw 7/30 flat thread
S0032600	Interferenční šroub plochý 8/20 Titanium interference screw 8/20 flat thread
S0032700	Interferenční šroub plochý 8/25 Titanium interference screw 8/25 flat thread
S0032800	Interferenční šroub plochý 8/30 Titanium interference screw 8/30 flat thread
S0033000	Interferenční šroub plochý 9/20 Titanium interference screw 9/20 flat thread
S0033100	Interferenční šroub plochý 9/25 Titanium interference screw 9/25 flat thread
S0033200	Interferenční šroub plochý 9/30 Titanium interference screw 9/30 flat thread

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)


Vstřebatelné šrouby TEKNIMED S.A.S.
 Resorbable interference screws TEKNIMED S.A.S.

 FOR CZECH
 AND SLOVAK
 DISTRIBUTION
 ONLY

 Materiál: **Polylaktát PLA**
 Material: **Polylactate PLA**


objednací číslo ordering number	typ type
T720724	Euroscrew PLA 07/24 Euroscrew PLA 07/24
T720824	Euroscrew PLA 08/24 Euroscrew PLA 08/24
T720830	Euroscrew PLA 08/30 Euroscrew PLA 08/30
T720924	Euroscrew PLA 09/24 Euroscrew PLA 09/24
T720930	Euroscrew PLA 09/30 Euroscrew PLA 09/30
T721030	Euroscrew PLA 010/30 Euroscrew PLA 010/31


 Materiál: **Trikalciumfosfát TCP**
 Material: **Tri Calcium Phosphate TCP**

objednací číslo ordering number	typ type
T730724	Euroscrew TCP 07/24 Euroscrew TCP 07/24
T730824	Euroscrew TCP 08/24 Euroscrew TCP 08/24
T730830	Euroscrew TCP 08/30 Euroscrew TCP 08/30
T730924	Euroscrew TCP 09/24 Euroscrew TCP 09/24
T730930	Euroscrew TCP 09/30 Euroscrew TCP 09/30
T731030	Euroscrew TCP 010/30 Euroscrew TCP 010/30


 Šroubovák na vstřebatelné šrouby
 Screwdriver for resorbable screws

10030205

 Závitník pro vstřebatelné šrouby
 Screw tap for resorbable screws

objednací číslo ordering number	průměr diameter
129 12 0340	Ø 7 mm
129 12 0350	Ø 8 mm
129 12 0430	Ø 9 mm
129 12 0440	Ø 10 mm



Ukázka cílení tibiálního kanálu na rysku.
A demonstration of the centering of the tibial tunnel on the mark.



Ukázka cílení tibiálního kanálu na špičku.
A demonstration of the centering of the tibial tunnel on the tip.



Poznámky: Primární kanylované nástroje Ø 2,5 mm jsou určeny pro průměr drátu Ø 2,4 mm.
Note: The primary cannulated instruments Ø 2.5 mm are intended for wire diameter Ø 2.4 mm.

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

NÁSTROJE NA REKONSTRUKCI ACL, TECHNIKA VRTÁNÍ OUTSIDE IN
 ACL RECONSTRUCTION INSTRUMENTS, OUTSIDE IN DRILLING TECHNIQUE


Ukázka cílení femorálního kanálu.
 A demonstration of the centering of the femoral tunnel on the mark.



Rameno PCL na cílení femorálního kanálu technikou vrtání outside in
 PCL Femoral aimer for aiming of the femoral tunnel using drilling technique outside in

129 12 0540



Ukázka cílení tibiálního kanálu.
 A demonstration of the centering of the tibial tunnel.



Rameno PCL na cílení tibiálního kanálu technikou vrtání outside in
 PCL Tibial aimer for aiming of the tibial tunnel using drilling technique outside in

129 12 0530

NÁSTROJE NA REKONSTRUKCI ACL
ACL RECONSTRUCTION INSTRUMENTSVrták
Drill

objednací číslo ordering number	průměr diameter	délka length
129 12 3320	Ø 5/2,5 mm	180 mm
129 12 3200	Ø 6/2,5 mm	180 mm
129 12 3250	Ø 7/2,5 mm	180 mm
129 12 3210	Ø 8/2,5 mm	180 mm
129 12 3220	Ø 9/2,5 mm	180 mm
129 12 3230	Ø 10/2,5 mm	180 mm
129 12 3240	Ø 11/2,5 mm	180 mm
129 12 3260	Ø 12/2,5 mm	180 mm
129 12 3370	Ø 13/2,5 mm	180 mm
129 12 3380	Ø 14/2,5 mm	180 mm

K-drát MEDIN
K-wire MEDIN**129 12 0120**

Ø 2,4 × 300 mm

Drát zaváděcí
Introducing wire**129 12 0690**Ø 1,0 × 300 mm
NiTiDrát Kirschnerův
Kirschner wire**129 12 3030**

Ø 2,4 × 300 mm

K-drát MEDIN; s ouškem
K-wire MEDIN; with eyelet**129 12 3190**

Ø 2,4 × 450 mm

NÁSTROJE NA REKONSTRUKCI ACL/PCL
 ACL/PCL RECONSTRUCTION INSTRUMENTS

 Cílič tibia-femur
 Offset aimer tibia-femur

129 12 0050

5 mm


 Cílič tibia-femur
 Offset aimer tibia-femur

129 12 0060

6 mm


 Cílič tibia-femur
 Offset aimer tibia-femur


129 12 0070

7 mm


 Cílič tibia-femur
 Offset aimer tibia-femur

129 12 0080

8 mm



Cílič tibia-femur
Offset aimer tibia-femur

129 12 0010

5 mm

129 12 0020

6 mm

129 12 0030

7 mm

129 12 0040

8 mm

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0010**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0010**)

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)



Zatloukač
kostních štěpů
Bone graft punch

129 12 0098

Chránič
Protector

129 12 0100

Pilník
File

129 12 0130

Kyreta
Curette

129 12 0140

Rašple
Rasp


129 12 0150

Vytahovač vláken
Fiber extractor

129 12 0190

Šroubovávák
Screwdriver

$\odot 3,5 / \varnothing 2,5$ mm

NÁSTROJE NA REKONSTRUKCI ACL/PCL
ACL/PCL RECONSTRUCTION INSTRUMENTS


Detail dilatátoru
Dilator detail
Ø 7 mm

Měřič průměru štěpu
Graft sizer

129 12 0360
Ø 5–11 mm

Dilatátor kostních kanálů
Bone canal dilator

objednací číslo ordering number	průměr diameter
129 12 0630	Ø 5 mm
129 12 0640	Ø 6 mm
129 12 0650	Ø 7 mm
129 12 0660	Ø 8 mm
129 12 0670	Ø 9 mm
129 12 0680	Ø 10 mm



Přípravek na obšívání šlach
(jednotlivý i dvojitý svazek s možností vypnutí)
Instrument for graft preparation
(single and double bundle with the possibility of tightening)

136 99 0355



Nůž pro odběr
šlachového štěpu
Tendon stripper


129 12 0610
otevřený
open

Nůž pro odběr
šlachového štěpu
Tendon stripper

129 12 0620
uzavřený
closed

SADY INSTRUMENTÁRIA NA REKONSTRUKCI ACL/PCL
 INSTRUMENT SETS FOR ACL/PCL RECONSTRUCTION

Doporučená sada na rekonstrukci ACL
 Recommend set for ACL reconstruction



Kompletní instrumentárium ACL
 Complete set of instruments ACL

objednací číslo / ordering no.

139 09 0960


Kompletní instrumentárium ACL
 Complete set of instruments ACL



objednací číslo / ordering no.

129 68 0540

ks/pcs	objednací číslo ordering number	název	name
2	129 12 0690	Zaváděcí drát; NiTi; 1,0 mm	Introducing wire; NiTi; 1.0 mm
1	129 12 3250	Vrták; 7/2,5 × 180 mm	Drill; 7/2.5 × 180 mm
1	129 12 3210	Vrták; 8/2,5 × 180 mm	Drill; 8/2.5 × 180 mm
1	129 12 3220	Vrták; 9/2,5 × 180 mm	Drill; 9/2.5 × 180 mm
1	129 12 3230	Vrták; 10/2,5 × 180 mm	Drill; 10/2.5 × 180 mm
2	129 12 0120	K-drát MEDIN; 2,4 × 300 mm	K-wire MEDIN; 2.4 × 300 mm
2	129 12 3030	Drát Kirschnerů; 2,4 × 300 mm	Kirschner wire; 2.4 × 300 mm
2	129 12 3190	K-drát MEDIN; s ouškem 2,4 × 450 mm	K-wire MEDIN; with eyelet 2.4 × 450 mm
1	129 12 0360	Měříč průměru štěpu	Graft sizer
1	129 12 0510	Držadlo	Holder
1	129 12 0550	Rameno ACL Tip	ACL Tip arm
1	129 12 0520	Rameno ACL Elbow	ACL Elbow arm
1	129 12 9010	Šroubováč; 3,5/2,5 × 230 mm; šestihran	Cannulated screwdriver hexagonal; 3.5/2.5 × 230 mm
1	136 99 0355	Přípravek na obšívání šlach	Instrument for graft preparation
1	129 12 0660	Dilatátor kostních kanálů; 8 mm	Bone canals dilator; 8 mm
1	129 12 0650	Dilatátor kostních kanálů; 7 mm	Bone canals dilator; 7 mm
1	129 12 0610	Nůž pro odběr šlachového štěpu otevřený; 6 mm	Tendon stripper; open; 6 mm
1	129 12 0040	Cílič tibia-femur; vel. 8 mm	Offset aimer tibia-femur; 8 mm
1	129 12 0030	Cílič tibia-femur; vel. 7 mm	Offset aimer tibia-femur; 7 mm
1	129 12 0020	Cílič tibia-femur; vel. 6 mm	Offset aimer tibia-femur; 6 mm
1	129 12 0010	Cílič tibia-femur; vel. 5 mm	Offset aimer tibia-femur; 5 mm

Doporučená sada na rekonstrukci PCL

Recommend set for PCL reconstruction



ks/pcs	objednací číslo ordering number	název	name
1	129 12 0100	Chránič	Protector
1	129 12 0130	Pilník	File
1	129 12 0140	Kyreta	Curette
1	129 12 0150	Rašple	Rasp
1	129 12 0190	Vytahovač vláken	Fiber extractor
1	129 12 0530	Rameno PCL Tibial	PCL Tibial arm
1	129 12 0540	Rameno PCL Femoral	PCL Femoral arm

UPOZORNĚNÍ


K sadě na rekonstrukci PCL je nutno mít výše uvedený set ACL.

NOTICE

Using PCL reconstruction set requires ACL set as well.

FRÉZY PRO OSTATNÍ SYSTÉMY SHAVER BLADES FOR OTHER SYSTEMS





Frézy

- Frézy pro Linvatec, Arthrex, Concept**
- Frézy pro Smith & Nephew, Dyonics EP-1**
- Frézy pro Aesculap**
- Frézy pro Stryker TPS**

Shaverblades

- Shaverblades for Linvatec, Arthrex, Concept 1–5
- Shaverblades for Smith & Nephew, Dyonics EP-1 6–10
- Shaverblades for Aesculap 11–15
- Shaverblades for Stryker TPS 16–17

H.1

Shaverblades for Linvatec, Arthrex, Concept



effective length 130 mm

reusable, sterile packaging

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 4.8 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
	021135S	021142S	021148S	021155S	
		022742S			
	021335S	021342S	021348S	021355S	
		023442S			
		022542S		022555S	
		022342S		022355S	
		022442S			
		022242S		022255S	
	021235S	021242S		021255S	

Shaverblades for Linvatec, Arthrex, Concept



effective length 130 mm
reusable, sterile packaging

Packing unit 5 pieces

continued from page 3

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 4.8 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
	Aggressive Meniscus Cutter 021535S	021542S	021548S	021555S	
	Aggressive Meniscus Cutter Plus 022142S				
	Double Meniscus Cutter 022642S			022655S	
	Aggressive Meniscus Side Cutter 021435S	021442S		021455S	
	Round Burr Ø burr 3.0 mm	021042S		021055S Ø burr 4.0 mm	021065S Ø burr 5.0 mm
	Oval Burr Ø burr 4.0 mm			021955S Ø burr 4.0 mm	021965S Ø burr 5.0 mm
	Aggressive Oval Burr Ø burr 4.0 mm			023855S Ø burr 4.0 mm	023865S Ø burr 5.0 mm
	Tapered Burr Ø burr 4.0 mm			021855S	

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** znadící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

Shaverblades for Linvatec, Arthrex, Concept



effective length 130 mm, 15° bent

reusable, sterile packaging

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 4.8 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
 Full Radius Resector cutting window points upward		023042S		023055S	
 Aggressive Full Radius cutting window points upward		023242S		023255S	
 Aggressive Meniscus Side Cutter cutting window points downward		023142S		023155S	

Shaverblades for Linvatec, Arthrex, Concept


 for hip arthroscopy, effective length 210 mm
 reusable, sterile packaging

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 4.8 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
 Full Radius Resector Sharp Cut tubular		022742HS			
 Aggressive Full Radius tubular		021342HS	021348HS	021355HS	
 Meniscus Cutter tubular		021242HS			

Shaverblades for Linvatec, Arthrex, Concept



for hip arthroscopy, effective length 210 mm
reusable, sterile packaging

Packing unit 5 pieces

continued from page 5

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 4.8 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
	Aggressive Meniscus Cutter tubular		021542HS	021548HS	021555HS
	Aggressive Meniscus Cutter Plus tubular		022142HS		
	Round Burr			021055HS	
					Ø burr 4.0 mm
	Oval Burr			021955HS	
					Ø burr 4.0 mm
	Aggressive Oval Burr			023855HS	023865HS
					Ø burr 4.0 mm Ø burr 5.0 mm

Shaverblades for Linvatec, Arthrex, Concept



for hip arthroscopy, effective length 210 mm, 15° bent
reusable, sterile packaging

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 4.8 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
	Aggressive Full Radius		023242HS		023255HS

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** znadící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

Shaverblades for Linvatec, Arthrex, Concept



for small joint surgery, effective length 70 mm
reusable, sterile packaging

Packing unit 5 pieces

	Ø 2.0 mm article no.	Ø 2.5 mm article no.	Ø 3.5 mm article no.
 Full Radius Resector	021120S	021125S	
 Aggressive Full Radius	021320S	021325S	
 Round Burr		021025S	021035S
		Ø burr 1.8 mm	Ø burr 2.5 mm



Cleaning Adapter

for reusable
Linvatec, Arthrex,
Concept Shaverblades

article no. 100007



Cleaning Set

article no. 900019

Shaverblades for Smith & Nephew, Dyonics EP-1



effective length 130 mm

reusable

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
 Full Radius Resector	01404	01405	01406	
		01420		
	01407	01408	01409	
		01446		
		01441	01442	
		01418	01419	
		01450		
		01422	01440	

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

FRÉZY PRO SMITH & NEPHEW, DYONICS EP-1
 SHAVERBLADES FOR SMITH & NEPHEW, DYONICS EP-1

Shaverblades for Smith & Nephew, Dyonics EP-1

 effective length 130 mm
 reusable

Packing unit 5 pieces

continued from page 8

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
Meniscus Cutter	01423	01424	01425	
Aggressive Meniscus Cutter	01400	01401	01402	
Aggressive Meniscus Cutter Plus		01403		
Double Meniscus Cutter		01444	01445	
Round Burr		01412	01413	01414
		Ø burr 3.0 mm	Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm
Oval Burr			01410	01411
		Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm	
Aggressive Oval Burr			01448	01449
		Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm	
Tapered Burr			01415	01416
		Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm	

Shaverblades for Smith & Nephew, Dyonics EP-1



effective length 130 mm, 15° bent

reusable

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
 Full Radius Resector cutting window points upward		01434	01435	
 Aggressive Full Radius cutting window points upward		01436	01437	
 Aggressive Meniscus Cutter Plus cutting window points upward		01447		
 Aggressive Meniscus Side Cutter cutting window points downward		01438	01439	

Shaverblades for Smith & Nephew, Dyonics EP-1

for hip arthroscopy, effective length 210 mm
reusable

Packing unit 5 pieces

	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
 Full Radius Resector Sharp Cut tubular	01420H		
 Aggressive Full Radius tubular	01408H		

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 120 010**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 120 010**)

FRÉZY PRO SMITH & NEPHEW, DYONICS EP-1
 SHAVERBLADES FOR SMITH & NEPHEW, DYONICS EP-1

Shaverblades for Smith & Nephew, Dyonics EP-1

 for hip arthroscopy, effective length 210 mm
 reusable

continued from page 10

Packing unit 5 pieces

	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
 Meniscus Cutter tubular	01424H		
 Aggressive Meniscus Cutter tubular	01401H	01402H	
 Aggressive Meniscus Cutter Plus tubular	01403H		
 Round Burr		01413H Ø burr 4.0 mm	
 Oval Burr		01410H Ø burr 4.0 mm	
 Aggressive Oval Burr		01448H Ø burr 4.0 mm	01449H Ø burr 5.0 mm

Shaverblades for Smith & Nephew, Dyonics EP-1



for hip arthroscopy, effective length 210 mm, 15° bent
reusable

Packing unit 5 pieces


	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
 Aggressive Full Radius	01436H	01437H	



Cleaning Adapter

for reusable
EP-1 Shaverblades

article no. 100005



Cleaning Set

article no. 900019

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

Shaverblades for Aesculap



effective length 130 mm

reusable

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
Full Radius Resector	031135	031142	031155	
Full Radius Resector Sharp Cut		032742		
Aggressive Full Radius	031335	031342	031355	
Double Full Radius		032542	032555	
Double Aggressive Full Radius		032342	032355	
Conical Double Full Radius		032442		
Full Radius Resector Small Window		032242	032255	
Meniscus Cutter	031235	031242	031255	
Aggressive Meniscus Cutter	031535	031542	031555	

Shaverblades for Aesculap



effective length 130 mm

reusable

Packing unit 5 pieces

continued from page 13

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
Aggressive Meniscus Cutter Plus		032142		
Double Meniscus Cutter		032642	032655	
Aggressive Meniscus Side Cutter	031435	031442	031455	
Trimmer	032035	032042	032055	
Point Resector		032942		
Round Burr		031042	031055	031065
		Ø burr 3.0 mm	Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm
Oval Burr			031955	031965
			Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm
Aggressive Oval Burr			033855	033865
			Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm
Tapered Burr			031855	031865
			Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm


Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 120 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 120 0610**)

Shaverblades for Aesculap



effective length 130 mm, 15° bent
reusable

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
	Full Radius Resector cutting window points upward	033042	033055	
	Aggressive Full Radius cutting window points upward	033242	033255	
	Aggressive Meniscus Side Cutter cutting window points downward	033142	033155	

Shaverblades for Aesculap



for hip arthroscopy, effective length 210 mm
reusable

Packing unit 5 pieces

	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
	Full Radius Resector Sharp Cut tubular	032742H	
	Aggressive Full Radius tubular	031342H	
	Meniscus Cutter tubular	031242H	

Shaverblades for Aesculap



for hip arthroscopy, effective length 210 mm
reusable

Packing unit 5 pieces

continued from page 15

	\varnothing 4.2 mm article no.	\varnothing 5.5 mm article no.	\varnothing 6.5 mm article no.
Aggressive Meniscus Cutter tubular	031542H	031555H	
Aggressive Meniscus Cutter Plus tubular	032142H		
Round Burr		031055H	
		\varnothing burr 4.0 mm	
Oval Burr		031955H	
		\varnothing burr 4.0 mm	
Aggressive Oval Burr	033855H	033865H	
	\varnothing burr 4.0 mm		\varnothing burr 5.0 mm

Shaverblades for Aesculap



for hip arthroscopy, effective length 210 mm, 15° bent
reusable

Packing unit 5 pieces

	\varnothing 4.2 mm article no.	\varnothing 5.5 mm article no.	\varnothing 6.5 mm article no.
Aggressive Full Radius	033242H	033255H	

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** znadící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

Shaverblades for Aesculap




for small joint surgery, effective length 70 mm
reusable

Packing unit 5 pieces

	Ø 2.0 mm article no.	Ø 2.5 mm article no.	Ø 3.5 mm article no.
 Full Radius Resector	031120	031125	
 Aggressive Full Radius	031320	031325	
 Round Burr		031025	031035
		Ø burr 1.8 mm	Ø burr 2.5 mm



Cleaning Adapter
for reusable
Aesculap Shaverblades
article no. 100003



Cleaning Set
article no. 900019


Shaverblades for Stryker TPS



effective length 130 mm

reusable

Packing unit 5 pieces

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
 Full Radius Resector	041135			
 Full Radius Resector Sharp Cut		042742		
 Aggressive Full Radius	041335	041342	041355	
 Double Full Radius		042542	042555	
 Aggressive Meniscus Cutter Plus		042142		
 Double Meniscus Cutter		042642	042655	

Poznámka: Kompletní katalogové číslo MEDIN, a.s. zahrnuje trojčíslo **397** značící zdravotnický prostředek (např. **397 129 12 0610**) / Note: MEDIN complete catalogue number includes three digit code of **397** which defines a medical device (e.g. **397 129 12 0610**)

Shaverblades for Stryker TPS



effective length 130 mm
reusable

Packing unit 5 pieces

continued from page 18

	Ø 3.5 mm article no.	Ø 4.2 mm article no.	Ø 5.5 mm article no.	Ø 6.5 mm article no.
			041055	
			Ø burr 4.0 mm	
			041955	041965
			Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm
			043855	043865
			Ø burr 4.0 mm	Ø burr 5.0 mm




Cleaning Adapter

for reusable

Stryker Shaverblades

article no. 100009



Cleaning Set

article no. 900019

