



MEDIN

PROHLÁŠENÍ DECLARATION

ČÍSLO (No): M-O-001/R02

MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
592 31 Nové Město na Moravě
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: CZ43378030

Prohlašujeme tímto, že implantáty MEDIN, a.s. jsou „bezpečné pro MR“ ve spojení s prostředím 3,0 T a méně.

By this, we declare that the implants of Medin, a.s. company's are safe for magnetic resonance in connection with the environment of 3,0 T and less.

U neaktivních implantátů zhotovených z implantátové oceli upozorňujeme na možné artefakty, které mohou narušit diagnostické schopnosti vyšetření MR. Pro vyšetření pacienta MR 3,0 T a pro vstup do prostředí MR doporučujeme u těchto implantátů počkat 6 – 8 týdnů po implantaci.

At non-active implants made of implant steel, we warn about possible artefacts that can spoil diagnostic abilities of MR examination. We recommend waiting from 6 to 8 weeks after the implantation of these implants for the patient examination by MR 3,0 T and for the visit of the MR environment.

Implantáty z titanové slitiny jsou „bezpečné pro MR“. Při použití Ti implantátů MEDIN, a.s. se může pacient podrobit MR vyšetření okamžitě po implantaci s použitím zařízení 3,0 Tesla a méně.

The implants made of titanium alloy are safe for MR. If there were Ti implants of MEDIN, a.s. used on a patient, he/she can be put to the test of MR immediately after the implantation with the use of 3,0 Tesla and less.

Výrobek: Implantáty z implantátové oceli dle ISO 5832-1
Implantáty z titanové slitiny dle ISO 5832-3
Product: Implants made of implant steel according to
ISO 5832-1
Implants made of titanium alloy according to
ISO 5832-3

Datum/ Date: 21. 3. 2017
Místo/ Place: Nové Město na Moravě



Manažer CE/ Manager of CE



Generální ředitel/ General director